

Erlkönig - Benutzergruppen - Kontaktdaten

Die Kontaktdaten einer Benutzergruppe umfassen deren Adresse sowie E-Mail, Telefon- und Faxnummern.

RED medical

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr. med. Alexan... (362364901)

Administration

0

Homepage

Benutzergruppen ✕

Benutzergruppen

Neue Benutzergruppe

Benutzergruppen filtern

Administration

Dr. med. Sibille Schmidtbauer

Alle

Assistenz

Ärzte

ADMINISTRATION

base_user_group_admin

Namen ändern

KONTAKTDATEN

KontaktDaten ändern

Adresse

Hauptstrasse 180

56170 Bendorf

Telefon

0171 1014211

Telefax

0171 1014211

E-Mail

aw@redmedical.de

Durch Klick auf den Link **KontaktDaten ändern** können die Kontaktdaten verändert werden. Die Angaben für die Telefon- und Faxnummer dringend werden z.B. für Laboraufträge verwendet, wenn das Labor dringende Befunde zurückmelden soll.

RED medical

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr. med. Alexan... (362364901)

Administration

0

Homepage

Benutzergruppen ✕

Benutzergruppen

Neue Benutzergruppe

Benutzergruppen filtern

Administration

Dr. med. Sibille Schmidtbauer

Alle

Assistenz

Ärzte

ADMINISTRATION

base_user_group_admin

Namen ändern

KONTAKTDATEN

Strasse

Hauptstrasse

Hausnummer

180

Postleitzahl

56170

Ort

Bendorf

Telefon - im Stempel

0171 1014211

Telefax - im Stempel

0171 1014211

E-Mail - im Stempel

aw@redmedical.de

Telefon Dringend

Telefax Dringend

ADRESSE SPEICHERN

ABBRECHEN