

# Erlkönig - Release 057 | Juni 2019

Hitze liegt über dem Land, was uns aber nicht davon abhält, fleißig weitere Funktionen für RED zu entwickeln und Probleme zu beheben. Nebenbei haben wir in den letzten Wochen unsere KV-Abrechnung erfolgreich bei der KBV re-zertifiziert, ein Prozess, den wir alle drei Jahre wiederholen müssen.

## Verwaltung der Benutzergruppen

Benutzergruppen in RED legen nicht nur fest, welche Daten ein Benutzer oder eine Benutzerin sehen und bearbeiten darf, sondern definieren außerdem auch

- die Angaben zur Betriebsstätte
- die Adresse und Bankverbindung der Praxis, die in der Abrechnung verwendet wird
- die Teams der ambulanten spezialärztlichen Versorgung, in denen die Praxis mitwirkt
- die Abrechnungseinheiten für die private Abrechnung mit Nummernkreisen und Textbausteinen für die Rechnungsformulare
- die von der Praxis genutzte private Verrechnungsstelle
- wenn vorhanden, die Leistungsverzeichnisse der Labore, mit denen die Praxis zusammenarbeitet

Bisher haben wir diese Daten für Sie eintragen müssen - ab sofort können Sie Änderungen selbst vornehmen [Erlkönig - Benutzergruppen](#)

## Integration der Videosprechstunde

Ab sofort können Sie Videosprechstunden für Ihre Patientinnen und Patienten direkt in RED planen und ausführen - ohne gesonderte Anmeldung, Registrierung oder zusätzlichen Aufwand. Einfach für einen Patienten einen Termin definieren und loslegen. Unsere Videosprechstunde können Sie kostenfrei nutzen, und wir würden uns freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen würden.

[Erlkönig - Videosprechstunde](#)

## Integration Aufträge für GDT-Schnittstelle

Um einen Auftrag an ein medizinisches Gerät abzuschicken, mussten Sie bisher den Dialog **Aufträge Geräte** aufrufen. Weil wir Ihnen diesen Weg abkürzen wollen, haben wir zusätzlich eine Schnellauswahl direkt auf die Übersichtsseite des Patienten gepackt. Sind an diesem Arbeitsplatz Geräteschnittstellen eingerichtet, finden Sie eine Liste der entsprechenden Aufträge unter den Aufgaben des Patienten oder der Patientin.

The screenshot shows the RED Medical interface for patient Richard Wagner. The top navigation bar includes 'RED Medical', a search field, and user information. The main content area is divided into several sections:

- MEINE LISTE**: Includes links for 'Meine Liste ändern', 'Passwort ändern', 'Kalender', 'Patientenaufnahme', 'Versichertenkarte einlesen', 'Neue Konsultation', 'Aufträge', 'Heilmittelverordnung', 'Adresskopf', 'Arbeitsfähigkeitsbescheinigung', 'Antrag Psychotherapie', 'Krankenhauseinweisung', 'Verordnung Krankenbeförderung', 'Abrechnungsschein', 'Überweisung', and 'Hilfsmittelrezept Muster 16'.
- AUFGABEN**: A list of tasks with dates and actions (bearbeiten, beenden). Tasks include 'Check-Up' (25.08.2017), 'Blutentnahme' (13.06.2019 07:00), 'eDMP Diabetes' (14.06.2019 12:00), and 'Reiseimpfberatung' (03.07.2019 17:00).
- LABOR UND BEFUNDE**: A table of lab results with columns for test name, value, and date. Tests include HbA1N, GFR, KREAE, CHOL, LDLG, HDLC, TG, FEV1-Wert, Blutdruck, and BMI.
- AKTUELLE MEDIKATION**: A list of current medications with 'verbraucht' status. Medications include OMEP 20MG KMR 60 St N2, ADALAT 10MG BERAGENA WKA 50 St N2, METFORMIN ATID 1000MG FTA 180 St N3, JANUVIA 25MG FILMTABLETTEN FTA 28 St, and METFORMIN 1000-1A PHARMA FTA 180 St N3.

A circular callout highlights the **AUFTRÄGE** section, listing tasks such as 'Spacelabs - Langzeit-EKG', 'Synlab Labor - Laboranforderung', 'Boso - Blutdruckmessung, alle 15 Minuten', 'Boso - Langzeit-Blutdruckmessung', 'Impfdoc - Untersuchung', 'Gerät mit fixem Dateiname', 'Samedi - Termin mit Patientin', and 'Samedi - Patientenaufnahme'.

## Abrechnungshistorie

Nachdem Sie die gesetzliche ALT>>> [Erlkönig - Abrechnung gesetzlich](#) durchgeführt und abgeschlossen haben, steht Ihnen in der Abrechnungshistorie eine Übersicht des Abrechnungsverlaufes zur Verfügung. Dort können Sie bei Bedarf den Abrechnungsprozess zurücksetzen und so die Abrechnung wiederholen. Außerdem können Sie an dieser Stelle auch alle Dokumente sowie die unverschlüsselte (zu Prüfzwecken) und verschlüsselte Abrechnungsdatei herunterladen. Außerdem haben wir die Auswahl mehrerer Benutzergruppen für die Abrechnung übersichtlicher gestaltet.

RED Medical Suche nach Personen und Funktionen Menu Dr.med. Heriber... (776299002) Administration

Homepage KV-Abrechnung X

KV-Abrechnung Abrechnungshistorie

**Praxis Dr. med. Heribert Topp-Glücklich, Neurologe**  
 KV 20 | BSNR 198212400 nicht abrechnen 04.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt

Die beste bayerische Gruppe  
 KV 71 | BSNR 688212400 Andere KV 04.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt

Dr. med. Hans Topp-Glücklich  
 KV 98 | BSNR 981234567 Andere KV 04.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt

Dr. med. Hans Topp-Glücklich  
 KV 78 | BSNR 781234567 Andere KV 05.06.2019 Versand über KV Connect ABRECHNUNG TESTDATEN

Gemeinschaftsüraxis Dr.med. Topp-Glücklich/Müller  
 KV 46 | BSNR 391111122 Andere KV 29.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt

KV | BSNR abrechnen Andere KV 29.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt

Praxis Baden  
 KV 52 | BSNR 52821200 Andere KV 02.07.2019 Abrechnung zurückgesetzt

KV | BSNR abrechnen Andere KV 02.07.2019 Abrechnung zurückgesetzt

Abrechnungsquartal  
 2017 2018 2019

Episoden überprüfen  
 Ja Nein

04.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt  
 05.06.2019 Versand über KV Connect ABRECHNUNG TESTDATEN  
 29.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt  
 29.06.2019 Abrechnung zurückgesetzt  
 02.07.2019 Abrechnung zurückgesetzt  
 02.07.2019 Abrechnung zurückgesetzt  
 02.07.2019 Abrechnung abgeschlossen - 40 Episoden  
 Abrechnungslauf zurücksetzen  
 Z01198212400\_02.07.2019\_08.52.CON  
 Z01198212400\_02.07.2019\_08.52.CON.xkm  
 FallStatistik.pdf  
 FehlerStatistik.pdf  
 GNRListe.pdf  
 Pruefprotokoll.pdf  
 Sortiert.pdf

Bildschirmfoto

## und sonst noch...

Dieses Release enthält außerdem eine lange Reihe von Verbesserungen und Behebungen von Problemen, darunter

- Korrektur von fehlerhaften Umbrüchen im Texteditor der Briefschreibung
- Korrektur einer fehlerhaften Formatierung beim Einfügen von Textbausteinen
- Korrektur von Fehlern beim Einlesen von Versichertenkarten
- Steuerung des Aufrufs verschiedener Funktionen in der Schnittstelle zum Samedi-Kalender