

Arzneimittel-Rezepturen (RMC SD)

Im Gegensatz zu Fertigarzneimitteln, die sie einfach über die Arzneimittelsuche auswählen, werden Rezepturarztmittel von Apothekern nach Verschreibung durch einen Arzt oder auf Verlangen eines Patienten individuell zubereitet. Dazu benötigt die Apotheke die genaue Angabe der Inhaltsstoffe. Rezepturen werden in der Arzneimittelverordnung verwendet, beispielsweise für individuell hergestellte Salben. Wenn Sie öfters die gleichen Rezepturen verschreiben, können Sie diese einmal anlegen und dann in der Arzneimittel-Verordnung immer wieder verwenden.

Um eine neue Rezeptur anzulegen, rufen Sie die Stammdatei Rezepturen auf, indem Sie beispielsweise im Suchfeld nach **#b rezeptur** suchen. Nachdem sich die Stammdatei geöffnet hat, können Sie durch Klick auf **neue Rezeptur anlegen** die neue Rezeptur erstellen.

The screenshot shows the 'Rezepturen X' page in the RED medical system. It features a search bar at the top with the text 'Suche nach Personen und Funktionen'. Below the search bar, there are several tabs for different types of prescriptions: 'Kassenrezept', 'Rezepturverordnung', 'Ersatzverordnung', 'Privatrezept (GKV)', 'Privatrezept', 'Privatrezept Hilfsmittel', 'Grünes Rezept', 'BTM-Rezept', 'BTM-Rezept Privat', and 'T-Rezept'. The 'Kassenrezept' tab is currently selected. The main form contains the following fields and values:

- Bezeichnung der Rezeptur:** Viskose Aluminiumchlorid Hexahydrat-Lösung 20%(NRF)
- Beschreibung:** Viskose-Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 20%(NRF)
- Preis:** 15
- Gefäß/Primärpackmittel:** Deo-Roller
- Darreichungsform:** Gel
- Gesamtmenge:** 100
- Einheit:** g
- Inhaltsstoff 1:** Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Form: PZN, Menge: 50, Einheit: g
- Inhaltsstoff 2:** Hydroxyethylcellulose250, Form: Pulver, Menge: 2, Einheit: g
- Inhaltsstoff 3:** GereinigtesWasser, Form: ad 100g, Menge: 150, Einheit: g
- Herstellungsanweisung:** M.D.S.
- Gebrauchsanweisung:** Gebrauchsanweisung Jeden 2.Tag vorm Schlafen dünn auf Achselhöhle auftragen

At the bottom of the form, there are two buttons: 'ZURÜCK' and 'REZEPTUR AKTUALISIEREN'.

Bezeichnung/Beschreibung - dient zur Suche und Auswahl der Rezeptur

Preis - Abgabepreis der Rezeptur

Gefäß/Primärpackmittel - Als Primärpackmittel bezeichnet man in der Pharmazie den Teil der Verpackung, der direkt mit dem Arzneimittel in Kontakt steht. Das Primärpackmittel ist essenziell für die Lagerstabilität und Qualität eines Arzneimittels. Das Primärpackmittel einer Rezeptur wird als Teil des elektronischen Rezeptes mitgegeben.

Darreichungsform - Dieses Feld enthält die Darreichungsform als Freitext und kann verwendet werden, wenn es sich nicht um ein Fertigarzneimittel handelt.

Gesamtmenge/einheit - Menge und Einheit aller Inhaltsstoffe der Rezeptur. Diese Einheit wird später auf dem Medikationsplan ausgegeben.

Rezept - Vorauswahl für die Rezeptierung. Eine Verordnung kann später nur auf die Verordnungsblätter erfolgen, die hier für diese Rezeptur ausgewählt wurden.

Für die einzelnen Inhaltsstoffe einer Rezeptur sind die folgenden Angaben zu definieren

Inhaltsstoff - Bezeichnung des Inhaltsstoffes

Form -

Menge -

Einheit -