

# Erlkönig - externe Kommunikation - E-Arztbrief versenden

Beim Versand eines E-Arztbriefes fügt RED der Nachricht automatisch die Daten des Patienten so hinzu, dass der Empfänger diese maschinell verarbeiten kann. Dadurch werden Fehlzusordnungen von Nachrichten vermieden und die Verarbeitung generell beschleunigt. E-Arztbriefe werden aus der Funktion Briefe versandt.

RED medical Suche nach Leistungen, Diagnosen, Arzneimitteln Menu Dr. med. Annie ... (362364901) Administration 0

Homepage Vogel, Jessica

Jessica Vogel 3108 geb. 23.11.1988 - 34 Jahre, 9 Monate Keine aktuelle Episode - Neue Episode

Übersicht Akte Diagnosen Medikation Befunde Dokumente/Bilder Personendaten ePA Programme Episodenübersicht Briefe

Briefe Brief bearbeiten

Bitte wählen Sie eine Briefvorlage aus | 12

Befunde Behandlungsbericht Briefvorlage Annie More Standard-Anamnese Standardbrief

Organisation Einmalige Adresse Kollegensuche

Frau Dr. med. Steffi Sänder Hauptstrasse 180, 56170 Bendorf E-Mail KIM Adresse wird verwendet

NEUEN BRIEF ERSTELLEN

ABBRECHEN

Wurde als Adressat eines Briefes der Hausarzt oder eine Organisation ausgewählt, wird Ihnen angezeigt, wenn für diesen E-Mail-Adressen oder KIM-Adressen vorhanden sind. Sie können dann beim Versenden des Briefes nicht mehr die Empfängeradresse auswählen. Die E-Mail- oder KIM-Adresse können Sie in der Verwaltung der Organisationen oder in der Inbox hinzufügen, wenn Sie eine Nachricht von dieser Organisation empfangen.

Erlkönig - externe Kommunikation - KIM-Konto

Erlkönig - Stammdaten - Organisationen

RED medical Suche nach Leistungen, Diagnosen, Arzneimitteln Menu Dr. med. Annie ... (362364901) Administration 0

Homepage Vogel, Jessica

Jessica Vogel 3108 geb. 23.11.1988 - 34 Jahre, 9 Monate Keine aktuelle Episode - Neue Episode

Übersicht Akte Diagnosen Medikation Befunde Dokumente/Bilder Personendaten ePA Programme Episodenübersicht Briefe

Briefe Brief bearbeiten

Beschreibung des Briefs Briefvorlage Annie More

Schriftart Schriftgröße Textbaustein 100% T11 Form

Behandlungsbericht 30.8.2023

Sehr geehrte Kollegin Sänder,

hiermit berichten wir über die folgende Patientin / den folgenden Patienten:

Jessica Vogel

56170 Bendorf geb. am 23.11.1988

Versichertennummer | Kostenträger

Anamnese und Untersuchungsbefund

Der Patient wurde vor der Behandlung über die Besonderheiten und Einschränkungen der telemedizinischen Behandlung aufgeklärt und die Versicherungsangaben / der Versicherungsstatus überprüft.

Der Patient stellte sich mit seit 1 Tagen bestehenden Atembeschwerden ohne Fieber in der Videosprechstunde vor. In der telemedizinischen Behandlung zeigte sich der Patient visuell in einem sehr guten Allgemeinzustand.

Es zeigten sich keine pathologischen Auffälligkeiten oder andere Notfallsymptome die eine sofortige, notfallmäßige Weiterbehandlung / Überweisung des Patienten möglich machen.

Diagnosen:

Verfügbare Drucker an anderen Arbeitsplätzen

DRUCKVORSCHAU EPA E-MAIL SEN KIM SENDEN ABBRECHEN SPEICHERN

Empfänger Dr. med. Steffi Sänder Hauptstrasse 180, 56170 Bendorf E-Mail KIM Automatische Abrechnung Arztbriefes Versenden eines elektronischen Arztbriefes Aktiv bis 30.09.2023

PATIENTENAKTE

Texte aus der Akte können dort ausgewählt und dann hier in den Brief eingesetzt werden.

Einträge filtern Alle hinzufügen

**Hinweis** - jeder E-Arztbrief sollte elektronisch signiert werden. Die elektronische Signatur entspricht Ihrer Unterschrift, mit der Sie bestätigen, dass der Brief von Ihnen stammt. Die elektronische Signatur wird dem Empfänger übermittelt, der dann die Möglichkeit hat, die Echtheit der Signatur technisch zu überprüfen.

Wurde dem Empfänger noch keine KIM-Adresse zugeordnet, müssen Sie vor dem Versand des E-Arztbriefes noch die KIM-Adresse des Empfängers aus dem sogenannten Verzeichnisdienst auswählen. Dazu geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe in das Suchfeld ein. RED zeigt Ihnen dann eine Liste der dazu passenden KIM-Adressen an. Durch Klick auf einen der Einträge der Liste wird der Empfänger ausgewählt und ohne weiteres Zutun der Versand des E-Arztbriefes ausgeführt.

**Hinweis** - für Versand und Empfang dürfen Sie bestimmte EBM-Leistungen abrechnen. RED fügt diese automatisch zur bestehenden Episode eines Patienten hinzu, sofern die entsprechende Wachhund-Regel aktiviert ist. Ob diese aktiv ist, wird Ihnen beim Versand eines E-Arztbriefes beim Empfänger bzw. der Empfängersuche angezeigt. An dieser Stelle können Sie die entsprechende Regel auch an- oder abschalten. Beim Empfang eines E-Arztbriefes wird Ihnen der Status der entsprechenden Regel ebenfalls angezeigt. Sie können diese Regeln auch jederzeit in der Funktion Wachhund ein- oder ausschalten.