

RED medical classic -- Stammdaten - Textbausteine - Liste Textvariablen

Textvariablen beginnen und enden immer mit zwei Rauten ##

Patient

- PatTitel - akademischer Titel des Patienten
- PatVorname - Vorname des Patienten
- PatNachname - Nachname des Patienten
- PatGebDatum - Geburtsdatum
- PatAlterJahre - Alter des Patienten (nur die Anzahl der Jahre ohne Zusatz, also z.B. "30")
- PatAlterJahreMonate - Alter des Patienten (Anzahl von Jahren und Monaten, z.B. "30 Jahre und 8 Monate")
- PatPronomen - fügt das passende Personalpronomen (er oder sie) ein
- PatAnredeBrief - Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr + Nachname
- PatIn - fügt "in" bei Patientinnen hinzu
- PatR - fügt "r" bei Patienten hinzu
- PatStrasse - Strasse der Patientenadresse
- PatPlz - Postleitzahl der Patientenadresse
- PatOrt - Ort der Patientenadresse
- PatTelefon - Telefonnummer des Patienten (sofern in Personendaten hinterlegt)
- PatFax - Faxnummer des Patienten
- PatEMail - E-Mail-Adresse des Patienten
- PatBehandelnderArzt - Behandelnder Arzt (Eintrag in Personendaten)

Episode

- EpisodeKostentraeger - Kostenträger der aktuell ausgewählten Episode
- EpisodeZeitraum - Zeitraum (von, optional bis) der aktuell ausgewählten Episode

Daten für Briefschreibung

- Datum - aktuelles Datum
- EmpfAnrede - Anrede des Empfängers (z.B. in Organisationen erfasst)
- EmpfAnredeBrief: data.full_salutation_c,
- EmpfTitel - akademischer Titel des Empfängers
- EmpfVorname - Vorname des Empfängers
- EmpfNachname - Nachname des Empfängers
- EmpfStrasse - Strasse des Empfängers
- EmpfHausNr - Hausnummer des Empfängers
- EmpfPostfach - Postfach des Empfängers
- EmpfPlz - Postleitzahl des Empfängers
- EmpfOrt - Ort des Empfängers
- RechnungEmpfaenger - Anrede des Rechnungsempfängers
- RechnungEpisodeVon - Beginn der Episode einer Rechnung
- RechnungEpisodeBis - Ende der Episode einer Rechnung

Klinische Daten

- Diagnosen-Liste - alle Akut- und Dauerdiagnosen, als Liste formatiert
- Diagnosen-Tabelle - alle Akut- und Dauerdiagnosen, als Tabelle formatiert
- Medikation-Liste - aktuelle Medikation, als Liste formatiert
- Medikation-Tabelle - aktuelle Medikation, als Tabelle formatiert
- Schwangerschaftswoche - Angabe der aktuellen Schwangerschaftswoche im Format Woche/Tag als Ergebnis der klinischen Dokumentation Schwangerschaft
- Entbindungstermin - voraussichtlicher Entbindungstermin als Ergebnis der klinischen Dokumentation Schwangerschaft
- Mutterschutz-Beginn - Datum des Beginns des Mutterschutzes auf Basis des Schwangerschaftsbeginns (+34 Wochen) als Ergebnis der klinischen Dokumentation Schwangerschaft
- Mutterschutz-Ende - Datum des Endes des Mutterschutzes auf Basis des errechneten Entbindungstermins (+8 Wochen) als Ergebnis der klinischen Dokumentation Schwangerschaft