

Beendete Psychotherapien

Die Auswertung "**Beendete Psychotherapien**" ermöglicht Ihnen eine schnelle und effektive Kontrolle darüber, bei welchen Patienten eine Psychotherapie bereits beendet wurde.

Sie hilft dabei, Patienten zu identifizieren, bei denen möglicherweise eine Rezidivprophylaxe durchgeführt werden kann.

Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt **Auswertungen > Statistik > Beendete Psychotherapien**.

- Wählen Sie zunächst die gewünschte Benutzergruppe sowie den Arzt aus. Angezeigt werden dabei nur die Ärzte, die der jeweiligen Betriebsstätte zugeordnet sind.
 - Über die Checkbox "Hauptarzt inkl. Vertretung" können Sie zusätzlich alle dem Arzt zugeordneten Vertretungen einbeziehen.
 - Über die Checkbox "inaktive Ärzte" lassen sich auch nicht mehr aktive Ärzte auswählen; diese werden im Dropdown entsprechend gekennzeichnet.

Zusätzlich legen Sie den Zeitraum fest, auf den sich die Auswertung bezieht.

- Dieser bezieht sich auf das Datum, an dem die Bewilligung beendet wurde.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, erhalten Sie über den Button **Liste Generieren** eine übersichtliche Liste aller Patienten, bei denen im gewählten Zeitraum eine gesetzliche Bewilligung zur Psychotherapie beendet wurde.

- Die Detailansicht zeigt je Patient durch welche Ziffer und wann die Therapie beendet wurde
- Per Klick auf den Patientennamen landen Sie direkt in der Akte des Patienten

RED medical

Start

Patient

Nur:

Vorlieferantenkarte einlesen

Kalender

Kalender

Neuer Termin

Patientenverwaltung

Patientengruppen

Warteliste

Connect

Vorgesprächsaufnahme

Stammdaten

Arbeitsplatz

Abrechnung

Auswertungen

Kooperationswerk

Statistik

Berichtsbereich

Kommunikation

DevTools

Styleguide

Start Statistik X

GNR Statistik je Arzt

Kontrollliste

Zeitraum

Schreibauswertung

Patienten ohne vGK

Patienten mit Termin ohne Leistung

Beendete Psychotherapien

RV Zertifikate

Ringversuchssicherheitspflicht prüfen

Beendete Psychotherapien

☐ Hauptarzt bbl. Vertretung
 ☐ Inaktive Ärzte anzeigen

Benutzergroup:	User
Arzt:	Max Mustermann - LANR, 999999999
Erstellt:	11.08.2024 09:02:33
Zeitraum:	01.07.2024 - 11.08.2024
BR130:	1
BR131:	1

Beendet am	Patient	Beendet durch
23.07.2024	Mustermann, Muriel	BR130
04.08.2024	Müller, Sonja	BR131

Um die Auswertung zu speichern, klicken Sie auf **Liste Speichern**. Die Datei wird automatisch in Ihrem Downloads-Verzeichnis abgelegt.