

# connect - FAQ - Ports

Einige Firewalls blockieren die Ports für Videosignale. Folgende Adressen und Ports müssen ausgehend erreichbar sein:

[stun.redmedical.de](http://stun.redmedical.de)

[relay.redmedical.de](http://relay.redmedical.de)

TCP: 3478; 3479; 5349; 5350

UDP: 3478, 3479

Wenn dies nicht klappt, bitte noch den UDP-Portbereich 49152 - 65535 nach [relay.redmedical.de](http://relay.redmedical.de) freigeben.