

Muster 22 - Konsiliarbericht (RMC)

Mit dem Muster 22 erstellen Sie den Konsiliarbericht vor Aufnahme einer Psychotherapie. Er geht an die Psychotherapeutin oder den Psychotherapeuten, die oder der Sie um die somatische Abklärung gebeten hat.

So rufen Sie das Formular auf

1. Öffnen Sie den Patienten.
2. Geben Sie in der Suche **#f konsiliar** ein.
3. Wählen Sie **Konsiliarbericht** aus.

KONSILIARBERICHT (MUSTER22)

Formular **Befunde**

BSNR ✓
478818100

LANR Überweiser ✓
362364901

Name des Therapeuten 24/25
Dr. med. Alexander Wilms

Ausstellungsdatum ✕
21.09.2026

Psychiatrische bzw. kinder- und jugendtherapeutische Abklärung

Erforderlich

Nicht erforderlich

Erfolgt

Veranlasst

Welche Ärztliche Maßnahmen sind notwendig und ggf. veranlasst?

Kontraindikationen

Ja

Nein

Tragen Sie die **LANR der überweisenden Praxis** ein, damit der Bericht zugeordnet werden kann, sowie das Ausstellungsdatum. Die Befunde erfassen Sie in den vorgesehenen Abschnitten des Formulars.

Diagnosen - viele Formulare haben neben dem Reiter *Formular* einen zweiten Reiter *Diagnosen*. Dort bestimmen Sie, welche Diagnosen auf dem Ausdruck erscheinen. Die Diagnosen gelten nur für diesen einen Auftrag; die Diagnosen der Episode bleiben davon unberührt.

BESCHEINIGUNG DER ARBEITSUNFÄHIGKEIT (MUSTER 01)

Formular **Diagnosen**

J06.9

Eigene Freitextdiagnose erfassen

J06.9 - Grippale Atemwegsinfektion

J06.9 - Grippale Infektion

J06.9 - Grippale Luftwegsinfektion

J06.9 - Grippale Virusinfektion

Sie haben drei Wege, eine Diagnose auf den Auftrag zu nehmen:

- Im Suchfeld nach einer Diagnose aus dem **ICD-Katalog** suchen und einen Treffer anklicken. Zu einem Code bietet RED medical classic alle hinterlegten Bezeichnungen an - im Beispiel vier Schreibweisen zum Code J06.9.
- Über **Eigene Freitextdiagnose erfassen** einen Text ohne ICD-Code eintragen. Mit **Diagnose suchen** kehren Sie zur Katalogsuche zurück.
- Eine bereits in der Episode erfasste Diagnose über **Diesem Auftrag zuordnen** übernehmen.

Eine übernommene Diagnose entfernen Sie mit **Von diesem Auftrag entfernen** wieder. Über **Text ändern** passen Sie den Diagnosetext an und sichern ihn mit **Diagnosetext speichern**.

Wie viele Diagnosen auf einen Auftrag passen, hängt vom Formular ab - manche begrenzen die Anzahl, andere nicht.

Ist die Grenze erreicht und Sie nehmen eine weitere Diagnose auf, entfernt RED medical classic die zuerst zugeordnete ohne Rückfrage. Prüfen Sie die Liste deshalb, bevor Sie das Formular ausstellen.

Die Felder im Einzelnen

KONSILIARBERICHT (MUSTER22)

Formular
Befunde

BSNR ✓

LANR Überweiser ✓

Name des Therapeuten 24/25

Ausstellungsdatum ✕

478818100

362364901

Dr. med. Alexander Wilms

21.09.2026

Psychiatrische bzw. kinder- und jugendtherapeutische Abklärung

Erforderlich

Nicht erforderlich

Erfolgt

Veranlasst

Welche Ärztliche Maßnahmen sind notwendig und ggf. veranlasst?

Kontraindikationen

Ja

Nein

Ärztliche Mitbehandlung

Erforderlich

Nicht erforderlich

Stempel

Ja

Nein

Vorlage ⓘ

Dieser Arbeitsplatz ⓘ

VORSCHAU

DOKUMENTATION

ABBRECHEN

PDF

LANR Überweiser

Die lebenslange Arztnummer der Praxis, die zur Psychotherapie überwiesen hat.

Ärztliche Untersuchung

Sie halten fest, welche ärztlichen Maßnahmen notwendig sind und welche bereits veranlasst wurden - unter **Art der Maßnahme** beschreiben Sie diese.

Kontraindikationen und Zusammenarbeit

Zwei Auswahlfelder halten fest, ob aus ärztlicher Sicht Bedenken gegen die Psychotherapie bestehen und wie die Zusammenarbeit mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt erfolgen soll.

Stempel

Steuert, ob der Praxisstempel auf den Ausdruck gedruckt wird.

Ausstellungsdatum

Der Tag, an dem Sie den Konsiliarbericht ausstellen.

Befunde

Im zweiten Reiter halten Sie den Befund fest, der dem Bericht zugrunde liegt.

BSNR / Name des Therapeuten

Betriebsstättennummer und Name der Praxis, die den Konsiliarbericht anfordert.

Welche Ärztliche Maßnahmen sind notwendig und ggf. veranlasst?

Hier halten Sie die notwendigen ärztlichen Maßnahmen fest; unter **Art der Maßnahme** beschreiben Sie diese näher.