

# connect - Einstellungen für webbasiertes E-Mail-Programm

[Download Handbuch RED connect](#)

[Download Handbuch RED connect Konferenz](#)

## E-MAIL EINLADUNG

Wenn Sie den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus aktivieren und den Versand über ihr eigenes Postfach auswählen, wird in der Regel das auf dem Rechner installierte E-Mail-Programm (z.B. Outlook) automatisch geöffnet und die E-Mail Einladung kann von dort versendet werden.

Ist ein solches jedoch nicht vorhanden, beziehungsweise nicht konfiguriert, können Sie auch Ihren Internet-Browser so einstellen, dass beispielsweise ein Online-E-Mail-Dienst wie Gmail oder Yahoo für den Versand der Nachricht genutzt werden kann.

Wenn Sie Ihre E-Mail Einladungen in der RED connect plus Videosprechstunde über ein Webbasiertes E-Mail Programm versenden möchten, müssen folgende Einstellungen in Abhängigkeit Ihres Web-Browser, vorgenommen werden:

**(Die Web-Browser unterstützen derzeit nur Gmail und Yahoo Mail! GMX, Freenet usw. werden von den Web-Browsern nicht unterstützt.)**

Welchen Web-Browser benutzen Sie? (Bitte anklicken)

|                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>blocked URL</b><br><br><b>Mozilla Firefox</b><br><br>Unterstützt nur Gmail und Yahoo Mail | <b>blocked URL</b><br><br><b>Google Chrome</b><br><br>Unterstützt nur Gmail | <br><b>Edge Chromium-Basis für Windows</b><br><br>Unterstützt nur Gmail |
| <a href="#">Ist Ihr gewünschter Browser nicht dabei? Klicken Sie hier</a>                    |                                                                             |                                                                                                                                                           |


## blocked URL

**Mozilla Firefox für E-Mail Versand vorbereiten**

Unter Firefox kann der E-Mail Versand über den Web-Browser unter Einstellungen – Anwendungen konfiguriert werden.

Hierfür klicken Sie oben rechts in der

Browserzeile, auf das Menü und wählen Einstellungen.



Wenn Sie in den Einstellungen nach unten Scrollen, kommen Sie in den Bereich "Anwendungen".

Hier finden Sie die Anwendung "mailto", welches durch einfaches Klicken am Zeilenende auf den Pfeil ein Kontextmenü öffnet.

Dort wählen Sie Ihren E-Mail Web Browser aus und schließen die Einstellungen.

## Allgemein

Startseite

Suche

Datenschutz & Sicherheit

Sync

## Downloads

☒ Alle Dateien in folgendem Ordner abspeichern: Downloads [Durchsuchen...](#)  
☐ Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll

## Anwendungen

Legen Sie fest, wie Firefox mit Dateien verfährt, die Sie aus dem Web oder aus Anwendungen, die Sie beim Surfen verwenden, herunterladen.

Dateitypen oder Anwendungen suchen

| Dateityp                            | Aktion                        |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| CSV-Datei                           | Jedes Mal nachfragen          |
| DOC-Datei (application/msword)      | Jedes Mal nachfragen          |
| DOC-Datei (application/vnd.ms-word) | Jedes Mal nachfragen          |
| GIF-Datei                           | Jedes Mal nachfragen          |
| irc                                 | Jedes Mal nachfragen          |
| ircs                                | Jedes Mal nachfragen          |
| JPG-Datei                           | Jedes Mal nachfragen          |
| KPR-Datei                           | Jedes Mal nachfragen          |
| mailto                              | Jedes Mal nachfragen          |
| PNG-Datei                           | Jedes Mal nachfragen          |
| Portable Document Format (PDF)      | Mit Firefox öffnen (Standard) |
| slack                               | Mit Gmail öffnen              |
|                                     | Mit Yahoo! Mail öffnen        |
|                                     | Andere Anwendung...           |
|                                     | Anwendungsdetails...          |

Erweiterungen & Themes

Hilfe für Firefox

## Inhalte mit DRM-Kopierschutz

☒ Inhalte mit DRM-Kopierschutz wiedergeben [Weitere Informationen](#)

## E-MAIL EINLADUNG


Wenn Sie nun auf den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes Postfach auswählen, öffnet Mozilla Firefox künftig automatisch Ihren gewählten Web-Browser und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.

blocked URL


## Chrome für E-Mail Versand vorbereiten

Für die Konfiguration von Browsern die auf der Chrome-Engine basieren, verbirgt sich die Option zur Konfiguration vom E-Mailversand aus RED connect plus unter: Einstellungen – Erweitert – Sicherheit und Datenschutz – Inhaltseinstellungen – Handler.

Sie gelangen oben rechts, in der Browserzeile, über die drei Punkte zu den Einstellungen von Chrome.



In der Suchzeile geben Sie bitte das Wort "Handler" ein und klicken auf den Bereich "Website-Einstellungen".



In den Website-Einstellungen scrollen Sie nach unten und wählen dort den Bereich "Zusätzliche Berechtigungen" aus.

Handler

mail.google.com

Benachrichtigungen zugelassen

develop-video.ci.redicals.de

Kamera zugelassen, Mikrofon zugelassen

meet.google.com

Kamera zugelassen, Mikrofon zugelassen, Benachrichtigungen zugelassen

Nach Websites sortierte Berechtigungen und gespeicherte Daten aufrufen

Berechtigungen

Ort

Vor dem Zugriff nachfragen

Kamera

Vor dem Zugriff nachfragen

Mikrofon

Vor dem Zugriff nachfragen

Benachrichtigungen

Vor dem Senden nachfragen

Hintergrundsynchronisierung

Fertigstellen des Datenversands und -empfangs von kürzlich geschlossen Websites erlauben

Zusätzliche Berechtigungen

Inhalte

Cookies und Websitedaten

Cookies sind erlaubt

JavaScript

Zugelassen

In den zusätzlichen Berechtigungen finden Sie die Auswahl "Handler", welches Sie ebenfalls wieder mit einem Klick auswählen.

Handler

Fertigstellen des Datenversands und -empfangs von kürzlich geschlossen Websites erlauben

Zusätzliche Berechtigungen

Bewegungssensoren  
Websites erlauben, Bewegungssensoren zu verwenden

Auto-Downloads  
Nachfragen, wenn eine Website versucht, nach der ersten Datei weitere Dateien automatisch herunterzuladen

Plug-in-Zugriff ohne Sandbox  
Nachfragen, wenn eine Website ein Plug-in für den Zugriff auf meinen Computer verwenden möchte

Handler  
Registrierung von Websites als Standard-Handler für Protokolle zulassen

MIDI-Geräte  
Nachfragen, wenn eine Website versucht, mit systemexklusiven Meldungen auf MIDI-Geräte zuzugreifen

USB-Geräte  
Nachfragen, wenn eine Website auf USB-Geräte zugreifen möchte

Serielle Schnittstellen  
Nachfragen, wenn eine Website auf serielle Schnittstellen zugreifen möchte


Dateien bearbeiten  
Nachfragen, wenn eine Website Dateien oder Ordner auf meinem Gerät bearbeiten möchte

Zwischenablage  
Vor dem Zugriff nachfragen

Zahlungs-Handler  
Installation von Zahlungs-Handlern auf Websites zulassen

Augmented Reality  
Nachfragen, wenn eine Website eine 3D-Karte meiner Umgebung erstellen oder die Kameraposition verfolgen möchte


Im Bereich Handler müssen Sie die Option „Registrierung von Websites als Standard-Handler für Protokolle zulassen“ aktivieren, indem Sie auf den Regler klicken und dieser sich dann blau (aktiviert) einfärbt.



Ist diese Option aktiviert, schließen Sie die Einstellungen von Chrome und öffnen Ihr Gmail im Chrome-Browser.

Im rechten Bereich der Adressleiste

finden Sie ein neues Symbol . Führt man mit der Maus über dieses, wird unter Chrome-basierten Browser „Diese Seite möchte einen Service-Handler installieren“ angezeigt.



Ein Klick auf dieses Symbol öffnet das Kontextmenü.

Die Option „Öffnen aller E-Mail-Links durch [mail.google.com](mailto:mail.google.com) zulassen?“ können Sie mit Zulassen, Ablehnen oder Ignorieren (Standardeinstellung) konfigurieren.

Wählen Sie hier bitte die Option "Zulassen" und aktivieren Sie den Button "Fertig".




Wenn Sie nun auf den Button  in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes E-Mail Postfach auswählen, öffnet Chrome künftig automatisch Gmail und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.




## Edge Chromium-Basis für Windows

Für die Konfiguration von Browsern die auf Edge Chromium basieren, verbirgt sich die Option zur Konfiguration vom E-Mailversand aus RED connect plus unter: Einstellungen – Erweitert – Sicherheit und Datenschutz – Inhaltseinstellungen – Handler.


Sie gelangen oben rechts, in der Browserzeile, über die drei Punkte zu den Einstellungen von Edge Chromium.



In der Suchzeile geben Sie bitte das Wort "Handler" ein und klicken auf den gelb markierten Bereich.



Hier aktivieren Sie bitte den Switch, dass dieser aktiv (blau) wird.




Ist diese Option aktiviert, schließen Sie die Einstellungen von Edge Chromium und öffnen Ihr Gmail im Edge-Browser.

Im rechten Bereich der Adressleiste finden Sie ein neues Symbol



. Aktiviert man dieses, werden Sie unter Edge-basierten Browser aufgefordert "Das Öffnen aller E-Mail-Links durch mail.google.com zulassen?", welches Sie bei "Zulassen" aktivieren. Über den Button "Fertig" wird diese Einstellung gespeichert.



#### E-MAIL EINLADUNG

Wenn Sie nun auf den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes E-Mail Postfach auswählen, öffnet Chrome künftig automatisch Gmail und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.

#### Wichtiger Hinweis:


#### Standard-Browser für den E-Mail Versand

Falls diese Einstellungen nicht greifen, überprüfen Sie bitte in den Standard-E-Mail Einstellungen, ob der gewünschte Browser für das Senden von E-Mails an Ihrem Computer als Standard korrekt eingerichtet ist.


Entsprechend Ihres Betriebssystems gehen Sie folgender Maßen vor:



Hierfür geben Sie im Suchfeld in der Taskleiste "Einstellungen für Standard-Apps" ein und wählen dieses im oberen Feld des Suchfensters aus.




Hierfür gehen Sie in der Menüleiste auf "Mail" und wählen d




Es öffnet sich die Standard-Apps Einstellungen.

Hier wählen Sie bitte im obersten Bereich "E-Mail" Ihren Standard E-Mail Browser aus. Mit diesem gewählten Browser wird zukünftig die E-Mail versendet.



Im Register "Allgemein" aktivieren Sie bitte bei "Standardprogramm für E-Mails" die Standard E-Mail Browser aus.



Es öffnet sich die Auswahl für der verfügbaren Browser. Hier wählen Sie bitte den Standard E-Mail Browser aus und schließen die Einstellungen.

# Standard-Apps

## Standard-Apps auswählen

E-Mail



Google Chrome

Karten



Musik



Bildan



Video



### App auswählen



Mail

Empfohlen für Windows 10



Firefox



Google Chrome




Microsoft Edge



Im Store nach einer App suchen

Filme & TV



Eine genaue Anleitung zum E-Mail Versand in RED connect plus finden Sie hier:

[connect plus - Einladung an Teilnehmer senden](#)