

connect - Einstellungen für webbasiertes E-Mail-Programm

[Download Handbuch RED connect](#)

[Download Handbuch RED connect Konferenz](#)

E-MAIL EINLADUNG

Wenn Sie den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus aktivieren und den Versand über ihr eigenes Postfach auswählen, wird in der Regel das auf dem Rechner installierte E-Mail-Programm (z.B. Outlook) automatisch geöffnet und die E-Mail Einladung kann von dort versendet werden.

Ist ein solches jedoch nicht vorhanden, beziehungsweise nicht konfiguriert, können Sie auch Ihren Internet-Browser so einstellen, dass beispielsweise ein Online-E-Mail-Dienst wie Gmail oder Yahoo für den Versand der Nachricht genutzt werden kann.

Wenn Sie Ihre E-Mail Einladungen in der RED connect plus Videosprechstunde über ein Webbasiertes E-Mail Programm versenden möchten, müssen folgende Einstellungen in Abhängigkeit Ihres Web-Browser, vorgenommen werden:

(Die Web-Browser unterstützen derzeit nur Gmail und Yahoo Mail! GMX, Freenet usw. werden von den Web-Browsern nicht unterstützt.)

Welchen Web-Browser benutzen Sie? (Bitte anklicken)

blocked URL Mozilla Firefox Unterstützt nur Gmail und Yahoo Mail	blocked URL Google Chrome Unterstützt nur Gmail	 Edge Chromium-Basis für Windows Unterstützt nur Gmail
Ist Ihr gewünschter Browser nicht dabei? Klicken Sie hier		


blocked URL

Mozilla Firefox für E-Mail Versand vorbereiten

Unter Firefox kann der E-Mail Versand über den Web-Browser unter Einstellungen – Anwendungen konfiguriert werden.

Hierfür klicken Sie oben rechts in der

Browserzeile, auf das Menü  und wählen Einstellungen.



Wenn Sie in den Einstellungen nach unten Scrollen, kommen Sie in den Bereich "Anwendungen".

Hier finden Sie die Anwendung "mailto", welches durch einfaches Klicken am Zeilenende auf den Pfeil ein Kontextmenü öffnet.

Dort wählen Sie Ihren E-Mail Web Browser aus und schließen die Einstellungen.

 Allgemein

 Startseite

 Suche

 Datenschutz & Sicherheit

 Sync

Downloads

- Alle Dateien in folgendem Ordner abspeichern:
- Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll

Anwendungen

Legen Sie fest, wie Firefox mit Dateien verfährt, die Sie aus dem Web oder aus Anwendungen, die Sie beim Surfen verwenden, herunterladen.

Dateityp	Aktion
CSV-Datei	 Jedes Mal nachfragen
DOC-Datei (application/msword)	 Jedes Mal nachfragen
DOC-Datei (application/vnd.ms-word)	 Jedes Mal nachfragen
GIF-Datei	 Jedes Mal nachfragen
irc	 Jedes Mal nachfragen
ircs	 Jedes Mal nachfragen
JPG-Datei	 Jedes Mal nachfragen
KPR-Datei	 Jedes Mal nachfragen
mailto	 Jedes Mal nachfragen
PNG-Datei	 Jedes Mal nachfragen
Portable Document Format (PDF)	 Jedes Mal nachfragen
slack	 Jedes Mal nachfragen
...	...

mailto context menu options:

- Jedes Mal nachfragen
- Mit Firefox öffnen (Standard)
- Mit Gmail öffnen
- Mit Yahoo! Mail öffnen
-
-

 Erweiterungen & Themes

 Hilfe für Firefox

Inhalte mit DRM-Kopierschutz

- Inhalte mit DRM-Kopierschutz wiedergeben [Weitere Informationen](#)

E-MAIL EINLADUNG


Wenn Sie nun auf den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes Postfach auswählen, öffnet Mozilla Firefox künftig automatisch Ihren gewählten Web-Browser und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.

blocked URL


Chrome für E-Mail Versand vorbereiten

Für die Konfiguration von Browsern die auf der Chrome-Engine basieren, verbirgt sich die Option zur Konfiguration vom E-Mailversand aus RED connect plus unter: Einstellungen – Erweitert – Sicherheit und Datenschutz – Inhaltseinstellungen – Handler.

Sie gelangen oben rechts, in der Browserzeile, über die drei Punkte zu den Einstellungen von Chrome.



In der Suchzeile geben Sie bitte das Wort "Handler" ein und klicken auf den Bereich "Website-Einstellungen".



In den Website-Einstellungen scrollen Sie nach unten und wählen dort den Bereich "Zusätzliche Berechtigungen" aus.

The screenshot shows the 'Handler' settings page in a browser. The page is titled 'Handler' and has a search icon and a close button in the top right corner. The main content is a list of permissions for various websites. The 'Zusätzliche Berechtigungen' (Additional permissions) section is highlighted with a red box. Below this section, there are sections for 'Inhalte' (Content) and 'JavaScript'.


Website	Berechtigungen
mail.google.com	Benachrichtigungen zugelassen
develop-video.ci.redicals.de	Kamera zugelassen, Mikrofon zugelassen
meet.google.com	Kamera zugelassen, Mikrofon zugelassen, Benachrichtigungen zugelassen
Nach Websites sortierte Berechtigungen und gespeicherte Daten aufrufen	
Berechtigungen	
Ort	Vor dem Zugriff nachfragen
Kamera	Vor dem Zugriff nachfragen
Mikrofon	Vor dem Zugriff nachfragen
Benachrichtigungen	Vor dem Senden nachfragen
Hintergrundsynchronisierung	Fertigstellen des Datenversands und -empfangs von kürzlich geschlossen Websites erlauben
Zusätzliche Berechtigungen	▼
Inhalte	
Cookies und Websitedaten	Cookies sind erlaubt
JavaScript	Zugelassen

In den zusätzlichen Berechtigungen finden Sie die Auswahl "Handler", welches Sie ebenfalls wieder mit einem Klick auswählen.

The screenshot shows the Windows Settings application with the 'Handler' permissions page open. The page title is 'Handler' and it contains a list of permissions. The 'Handler' permission is highlighted with a red box. The permissions listed are:

- Fertigstellen des Datenversands und -empfangs von kürzlich geschlossen Websites erlauben
- Zusätzliche Berechtigungen
- Bewegungssensoren: Websites erlauben, Bewegungssensoren zu verwenden
- Auto-Downloads: Nachfragen, wenn eine Website versucht, nach der ersten Datei weitere Dateien automatisch herunterzuladen
- Plug-in-Zugriff ohne Sandbox: Nachfragen, wenn eine Website ein Plug-in für den Zugriff auf meinen Computer verwenden möchte
- Handler**: Registrierung von Websites als Standard-Handler für Protokolle zulassen
- MIDI-Geräte: Nachfragen, wenn eine Website versucht, mit systemexklusiven Meldungen auf MIDI-Geräte zuzugreifen
- USB-Geräte: Nachfragen, wenn eine Website auf USB-Geräte zugreifen möchte
- Serielle Schnittstellen: Nachfragen, wenn eine Website auf serielle Schnittstellen zugreifen möchte
- Dateien bearbeiten: Nachfragen, wenn eine Website Dateien oder Ordner auf meinem Gerät bearbeiten möchte
- Zwischenablage: Vor dem Zugriff nachfragen
- Zahlungs-Handler: Installation von Zahlungs-Handlern auf Websites zulassen
- Augmented Reality: Nachfragen, wenn eine Website eine 3D-Karte meiner Umgebung erstellen oder die Kameraposition verfolgen möchte

Im Bereich Handler müssen Sie die Option „Registrierung von Websites als Standard-Handler für Protokolle zulassen“ aktivieren, indem Sie auf den Regler klicken und dieser sich dann blau (aktiviert) einfärbt.




Ist diese Option aktiviert, schließen Sie die Einstellungen von Chrome und öffnen Ihr Gmail im Chrome-Browser.

Im rechten Bereich der Adressleiste




finden Sie ein neues Symbol. Fährt man mit der Maus über dieses, wird unter Chrome-basierten Browser „Diese Seite möchte einen Service-Handler installieren“ angezeigt.



Ein Klick auf dieses Symbol öffnet das Kontextmenü.

Die Option „Öffnen aller E-Mail-Links durch mail.google.com zulassen?“ können Sie mit Zulassen, Ablehnen oder Ignorieren (Standardeinstellung) konfigurieren.

Wählen Sie hier bitte die Option "Zulassen" und aktivieren Sie den Button "Fertig".



E-MAIL EINLADUNG


Wenn Sie nun auf den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes E-Mail Postfach auswählen, öffnet Chrome künftig automatisch Gmail und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.




Edge Chromium-Basis für Windows

Für die Konfiguration von Browsern die auf Edge Chromium basieren, verbirgt sich die Option zur Konfiguration vom E-Mailversand aus RED connect plus unter: Einstellungen – Erweitert – Sicherheit und Datenschutz – Inhaltseinstellungen – Handler.


Sie gelangen oben rechts, in der Browserzeile, über die drei Punkte zu den Einstellungen von Edge Chromium.



In der Suchzeile geben Sie bitte das Wort "Handler" ein und klicken auf den gelb markierten Bereich.



Hier aktivieren Sie bitte den Switch, dass dieser aktiv (blau) wird.




Ist diese Option aktiviert, schließen Sie die Einstellungen von Edge Chromium und öffnen Ihr Gmail im Edge-Browser.

Im rechten Bereich der Adressleiste finden Sie ein neues Symbol



. Aktiviert man dieses, werden Sie unter Edge-basierten Browser aufgefordert "Das Öffnen aller E-Mail-Links durch mail.google.com zulassen?", welches Sie bei "Zulassen" aktivieren. Über den Button "Fertig" wird diese Einstellung gespeichert.



E-MAIL EINLADUNG

Wenn Sie nun auf den Button **E-MAIL EINLADUNG** in der Videosprechstunde von RED connect plus klicken und den Versand über Ihr eigenes E-Mail Postfach auswählen, öffnet Chrome künftig automatisch Gmail und fügt entsprechend den Adressat, Betreff und Text in das E-Mail-Formular des Dienstes ein.

Wichtiger Hinweis:


Standard-Browser für den E-Mail Versand

Falls diese Einstellungen nicht greifen, überprüfen Sie bitte in den Standard-E-Mail Einstellungen, ob der gewünschte Browser für das Senden von E-Mails an Ihrem Computer als Standard korrekt eingerichtet ist.

Entsprechend Ihres Betriebssystems gehen Sie folgender Maßen vor:



Hierfür geben Sie im Suchfeld in der Taskleiste "Einstellungen für Standard-Apps" ein und wählen dieses im oberen Feld des Suchfensters aus.




Hierfür gehen Sie in der Menüleiste auf "Mail" und wählen d




Es öffnet sich die Standard-Apps Einstellungen.

Hier wählen Sie bitte im obersten Bereich "E-Mail" Ihren Standard E-Mail Browser aus. Mit diesem gewählten Browser wird zukünftig die E-Mail versendet.



Im Register "Allgemein" aktivieren Sie bitte bei "Standardprogramme" die "E-Mail" Option.



Es öffnet sich die Auswahl für der verfügbaren Browser. Hier wählen Sie bitte den Standard E-Mail Browser aus und schließen die Einstellungen.

Standard-Apps

Standard-Apps auswählen

E-Mail



Google Chrome

Karten



Mail

Empfohlen für Windows 10

Musik



Firefox



Bildan



Google Chrome



Video




Filme & TV



Im Store nach einer App suchen

App auswählen



Eine genaue Anleitung zum E-Mail Versand in RED connect plus finden Sie hier:

[connect plus - Einladung an Teilnehmer senden](#)