



Erlkönig - Schwangerschaftsrechner


Den Schwangerschaftsrechner können Sie über die Suche aufrufen. Dazu rufen Sie zunächst ihre Patientin auf. Gehen in die Suche und tragen dort den Begriff - Schwanger - ein und filtern unter Dokumentation - und können den ersten Treffer auswählen - Schwangerschaftsrechner.



Das Feld - erster Tag des letzten Zyklus - können Sie über den Kalender oder händisch eintragen.



Der voraussichtliche Geburtstermin wird auch automatisch berechnet.



Weitere Eingaben zur Zyklusdauer oder besondere Feststellungen sind hier in dieser Übersicht ebenfalls möglich. Das Feld - besondere Feststellungen - wird auch in die Formulare übertragen. Die Signifikanz können Sie ebenfalls auswählen und speichern.

SCHWANGERSCHAFTSRECHNER

Berechnung vom **post conceptionem** **post menstruationem**

Schwangerschaft ja nein

Erster Tag des letzten Zyklus

Voraussichtlicher Geburtstermin

Zyklusdauer 25 26 27 28 29 30 31 Andere

Besondere Feststellungen

Schwangerschaftswoche **SSW 7+6**

Bisher vergangene Tage 55

Tag der Empfängnis 15.09.2020

Erster Tag Zyklus 01.09.2020

Datum Uhrzeit

Signifikanz

In der Übersicht der Patientenakte sehen Sie nun die entsprechende Schwangerschaftswoche. Kommt die Patientin zu einem erneuten Kontrolltermin, können Sie über den Schwangerschaftsrechner die entsprechende aktuelle Schwangerschaftswoche einsehen.

Homepage Baum, Testine x

Testine Baum
 ♀ 50053 geb. 10.10.1980 - 40 Jahre Keine aktuelle Episode - Neue Episode

Übersicht **Akte** Diagnosen Medikation Textbefund Dokumente/Bilder Personendaten NFD Programme Episodenübersicht Briefe

Filter aufheben Laborwerte Befunde Medikation Diagnosen Leistungen Formulare Anamnese Therapie erer

test
 08.11.2017 in Brief übernehmen

Voraussichtlicher Geburtstermin	Schwangerschaftswoche	Bisher vergangene Tage	Besondere Feststellung
08.06.2021 26.10.2020	SSW 7+6	55	

MONTAG, 26.10.2020

Voraussichtlicher Geburtstermin	Schwangerschaftswoche	Bisher vergangene Tage	Besondere Feststellung
08.06.2021 26.10.2020	SSW 7+6	55	