

Telematik Infrastruktur

Um mit der Telematik-Infrastruktur kommunizieren zu können, muss medical die Aufrufparameter des Telematik-Konnektors kennen.

Da sich diese pro Arbeitsplatz/Endgerät unterscheiden können, muss die Anbindung der Telematik-Infrastruktur für jeden Arbeitsplatz separat eingerichtet werden. Pro Endgerät können Sie eine Konfiguration hinterlegen.



Unser Kundenmanagement unterstützt Sie gern bei der TI Einrichtung und weiteren Fragen. RED Hotline 089 997 43 72 72 E-Mail: support@redmedical.de

Einrichtung

Schritt 1 - Aufruf Telematik Infrastruktur

Aktivieren Sie in der linken Navigation den Bereich **Stammdaten** und anschließend das Untermenü **Telematik Infrastruktur**.

Hier werden Ihnen alle Ihre freigeschalteten Arbeitsplätze in der linken Spalte aufgelistet. Die rechte Spalte zeigt Ihnen die TI Konfigurationsinformationen zu dem ausgewählten Arbeitsplatz an. Das mehrmalige Vorhandensein des Wertes *nicht angegeben* zeigt Ihnen an, dass noch keine Einrichtung vorgenommen wurde für den ausgewählten Arbeitsplatz/Endgerät.

The screenshot shows the RED medical web application. On the left, a navigation menu has 'Stammdaten' and 'Telematik Infrastruktur' highlighted with red boxes. The main content area is titled 'Start Telematik Infrastruktur'. It features a search bar and a list of workplaces. One workplace, 'Praxis Müller' (ID: b2e0f723-2127-4afe-ba75-3171ca4f8149), is selected. To the right of the list, the configuration for 'lennimed2' is shown. It includes sections for 'Netzwerkeinstellungen' (Network settings) and 'Konnektoreinstellungen' (Connector settings). The network settings show 'Dienstverzeichnis', 'IP-Adresse', 'Port', and 'Gesichert' (secured), with the first three marked as 'nicht angegeben' (not specified) and the last as 'wird ungesichert durchgeführt' (being performed unsecured). The connector settings show 'Mandanten-ID', 'Client-ID', 'Arbeitsplatz-ID', 'Benutzername', and 'Passwort', all marked as 'nicht angegeben'. Below these is a 'Quartalsprüfung' (Quarterly check) section with 'Online-Prüfung' marked as 'unbekannt' (unknown).

Schritt 2 - Aufruf Telematik Infrastruktur Modal

Aktivieren Sie das **Kontextmenü** des jeweiligen Arbeitsplatzes/Endgerätes und klicken Sie auf **Bearbeiten**

Es öffnet sich der Dialog um die Telematik Infrastruktur zu bearbeiten.

Telematik Infrastruktur bearbeiten

Netzwerkeinstellungen

Dienstverzeichnis
connector.sds

IP-Adresse

Port

☐ Gesichert?

Konnektoreinstellungen

Mandanten-ID

Client-ID

Arbeitsplatz-ID

Benutzername

Passwort


Quartalsprüfung

Online-Prüfung

SPEICHERN

Füllen Sie hier alle Felder mit Ihren Daten aus und aktivieren Sie **Speichern**.

- Falls die Telematik Infrastruktur erreichbar ist wird Ihnen, gelangen Sie nach der Überprüfung zurück zur Übersicht. Die Telematik Einrichtung wurde erfolgreich abgeschlossen ✓

- Falls die Telematik Infrastruktur nicht erreichbar ist , gibt Ihnen medical Feedback welche Eingabewerte als nicht richtig erscheinen. Berichtigen Sie diese und bestätigen Sie Speichern erneut.
Bsp.:

Telematik Infrastruktur bearbeiten



Bitte überprüfen Sie die eingegebene IP-Adresse und den Port.

Netzwerkeinstellungen

Dienstverzeichnis

connector.sds

IP-Adresse *

172.20.0.29

Port *

8080



Gesichert?