


# RED medical classic - Arbeitsplatz - Drucker - Einbindung

Um einen Drucker in RED zu verwenden, muss dieser zunächst auf dem Rechner installiert werden.

## Installation unter Windows




Auf einem Windows-Rechner rufen Sie in der Systemsteuerung **Geräte und Drucker** auf. In der Übersicht Drucker sehen sie die bereits vorhandenen Drucker. Ist der gewünschte Drucker nicht dabei, klicken Sie auf **Drucker hinzufügen** und wählen den Drucker von der Liste aus.

Der Druckertreiber wird installiert. Nach erfolgreicher Installation können Sie den Drucker testen, indem Sie eine Testseite ausgeben.

## Installation unter Apple macOS

Auf einem Apple Mac rufen Sie in der Systemsteuerung **Drucker & Scanner** auf. In der linken Übersicht sehen Sie die bereits vorhandenen Drucker. Ist der gewünschte Drucker nicht dabei, klicken Sie auf **+** und wählen ihn von der Liste aus.



Der Druckertreiber wird installiert. Nach erfolgreicher Installation können Sie den Drucker testen, indem Sie eine Testseite ausgeben.

## Einbindung in RED medical classic

Ist der Drucker installiert und erfolgreich getestet, rufen Sie in RED Medical die Verwaltung der Arbeitsplätze auf, indem Sie z.B. nach **#b arbeitsplatz** suchen.

Wählen Sie den aktuellen Arbeitsplatz aus, der durch **ICH** gekennzeichnet ist. RED zeigt Ihnen eine Übersicht der bereits zugeordneten Drucker. Einen neuen Drucker wählen Sie über den Link **Drucker hinzufügen** aus.

RED Medical

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr.med. Heniber... (776299002)

Administration

Homepage

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

pra

Praxis Anmeldung Win10  
Wartet auf Freigabe

Praxis Bendorf  
Arbeitsplatz freigegeben

Praxis MacBookPro | ICH  
Arbeitsplatz freigegeben

Praxis Windows Tablet  
Arbeitsplatz freigegeben

Praxis iPhone  
Arbeitsplatz freigegeben

DRUCKER

Drucker hinzufügen

PDF

PDF-Rezept

A4 Graustufen

PDF

PDF-Druck Quer

Dateiablage in /Users/alexanderwilms/muster16.pdf

A4 Graustufen Querformat Einseitiger Druck

2 Dokumente zugeordnet

Drucker ändern

Drucker löschen

PDF

PDF-Blanko

Dateiablage in /Users/alexanderwilms/RED\_Formular.pdf

A4 Graustufen Hochformat Einseitiger Druck

3 Dokumente zugeordnet

Drucker ändern

Drucker löschen

PDF

PDF-Formular

Dateiablage in /Users/alexanderwilms/RED\_Formular.pdf

A4 Graustufen Hochformat Einseitiger Druck

9 Dokumente zugeordnet

Drucker ändern

Drucker löschen

DRK

Brother 7360

Brother MFC-7360N

A5 Graustufen Hochformat Einseitiger Druck

5 Dokumente zugeordnet

Drucker ändern

Drucker löschen

DRK

Brother 2150

Brother HL-2150N series

A4 Graustufen Hochformat Einseitiger Druck

9 Dokumente zugeordnet

Drucker ändern

Drucker löschen