

Erlkönig - Arbeitsplatz - Telematik - Einrichten Konnektor

Rufen Sie in RED Medical die Verwaltung der Arbeitsplätze auf, indem Sie z.B. nach **#b arbeitsplatz** suchen. Wählen Sie den aktuellen Arbeitsplatz aus, der durch **ICH** gekennzeichnet ist und klicken Sie auf den Link TI-Konnektor hinzufügen.

The screenshot shows the RED Medical web application interface. The top navigation bar includes the RED Medical logo, a search bar, and a menu. The main content area is titled 'Arbeitsplätze' (Workplaces). On the left, there is a sidebar with a list of workplaces, including 'Praxis Anmeldung Win10', 'Praxis Bendorf', 'Praxis MacBookPro | ICH', 'Praxis Windows Tablet', and 'Praxis iPhone'. The main area displays a table of printer configurations. A circular callout highlights the 'KARTENLESE TI-Konnektor hinzufügen' button. Below the table, there are input fields for 'Dienstverzeichnis' (connector.sds), 'IP-Adresse der TI-Konfiguration' (192.168.100.200), 'Client-ID' (ClientID1), and 'Arbeitsplatz-ID' (Praxis MacBook). At the bottom, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Gesicherte Verbindung - entscheidet, ob der **Telematik-Konnektor** über eine gesicherte Verbindung (https) angesprochen werden soll oder nicht.

Dienstverzeichnis - Aufrufparameter des Dienstverzeichnisses des Telematik-Connectors. Der Standardwert ist "connector.sds".

IP-Adresse der TI-Konfiguration - die IP-Adresse, unter der der Connector im internen Praxisnetz aufgerufen werden kann. Diese wurde Ihnen bei der Einrichtung mitgeteilt.

Mandanten-ID, Client-ID, Arbeitsplatz-ID - die Aufrufparameter des Telematik-Connectors. Diese wurden Ihnen bei der Einrichtung mitgeteilt.

Prüfung Online-Status - entscheidet, wann beim Einlesen einer Versichertenkarte ein Online-Abgleich der Versichertendaten erfolgen soll

- Immer: es wird bei jedem Lesen der Versichertenkarte über ein TI-Kartenterminal eine Online-Prüfung durchgeführt, auch wenn bereits ein aktueller Prüfungsnachweis vorliegt
- Quartal: eine Online-Prüfung wird automatisch beim ersten Kontakt im Quartal durchgeführt, oder wenn bei wiederholtem Einlesen für das Quartal noch kein aktueller Prüfnachweis vorliegt.
- Niemals: Es wird niemals eine Online-Prüfung angefordert. Für den vertragsärztlichen Einsatz nicht zulässig (nur für den Anwendungsfall Offline-Konnektor)
- Auswahl: der Benutzer muss individuell entscheiden, ob eine Prüfung angefordert werden soll oder nicht. In den Fällen, in denen eine Online-Prüfung erfolgen muss (z.B. neues Quartal), kann der Benutzer die Online-Prüfung nicht übergehen