

# Patientenakte (RMC)

Um die Akte eines Patienten oder einer Patientin einzusehen, müssen Sie diesen bzw. diese zunächst aufrufen. Dazu geben Sie im Suchfeld den Namen, die Patientennummer oder das Geburtsdatum ein.

The screenshot shows the top part of the RED Medical application. A search bar at the top contains the text 'rich wagn'. Below the search bar, a list of patients is displayed. The first patient is 'Wagner, Richard (49994) | \*01.09.1945', with the note 'AOK Hessen | Eigener Patient | Q4/2018'. Other patients listed include Wagner, Sabine, Wagner, Sven, Wagner, Michelle, and Wagner, Gabriele. On the right side, there is a summary box showing 'Qualifizieren' with a value of 153 and 'Privat 45'. Below that, it says 'Quartalsprofil 173 min'.

Es öffnet sich eine Trefferliste, von der sie den gewünschten Patienten oder die Patientin auswählen können. Nach Auswahl eines Patienten öffnet sich dessen Akte.

The screenshot shows the full patient record for Richard Wagner. The top bar includes the RED Medical logo, a search bar with 'Suche nach Personen und Funktionen', and the user 'Dr.med. Heribert... (776299002)'. The patient's name 'Richard Wagner' is prominently displayed, along with his ID '49994', birth date 'geb. 01.09.1945', age '73 Jahre', and insurance 'AOK Hessen'. Below this, there are tabs for 'Übersicht', 'Akte', 'Diagnosen', 'Medikation', 'Textbefund', 'Dokumente/Bilder', 'Personendaten', 'Programme', 'Episodenübersicht', and 'Briefe'. The main content area is divided into four columns: 'MEINE LISTE' (left sidebar), 'CAVE' (warnings), 'LABOR UND BEFUNDE' (laboratory results), and 'AKTUELLE MEDIKATION' (current medication). The 'CAVE' section lists 'Allergie gegen Penicillin'. The 'LABOR UND BEFUNDE' section shows various lab results like HbA1c, GFR, and cholesterol. The 'AKTUELLE MEDIKATION' section lists several medications including 'ACIDUM HYDROFLUOR N OLIGOP LIQ 50 ml N1', 'ADALAT 10MG BERAGENA WKA 50 St N2', 'METFORMIN ATID 1000MG FTA 180 St N3', 'ABILIFY MAINTENA 300MG AXICORP DFL 1 St N1', 'JANUVIA 25MG FILMTABLETTE FTA 28 St', and 'ETT SOFTVENT PLAIN 4.5MUKK 10 St'.