

Telematik-Kartenterminal

Mit den Telematik-Kartenterminals (auch eHealth-Kartenterminals) werden die elektronische Gesundheitskarte eGK, der elektronische Heilberufsausweis und der [Praxisausweis \(SCM-B\)](#) eingelesen. Die neuen Telematik-Kartenterminals können Versichertenkarten nicht nur lesen, sondern auch beschreiben und sind nicht mehr direkt an einen Rechner (über USB) angeschlossen, sondern werden direkt mit dem [Telematik-Konnektor](#) bzw. dem Praxisnetzwerk (LAN) verbunden. Die Verbindung zum Konnektor ist dabei transportgeschützt, so dass Daten, die von den Karten gelesen bzw. auf die Karten geschrieben werden, unbefugten Personen nicht zur Kenntnis gelangen oder von diesen unbemerkt manipuliert werden können. Die Kartenterminals besitzen ein PIN-Pad, ein Display und mindestens zwei Kartenschlitze, in die jeweils eine eGK und ein Heilberufsausweis bzw. [Praxisausweis \(SCM-B\)](#) gesteckt werden. Die bisher verwendeten stationären und teilweise auch mobilen [Kartenleser](#) können nicht weiter verwendet werden und müssen ausgetauscht werden.