

# Erlkönig - Medikation - Arzneimittelsuche

Um ein Arzneimittel zu verordnen, seine Anwendung zu dokumentieren oder auch nur seine Details einzusehen, muss es zunächst gesucht und ausgewählt werden. Hierfür stellt RED eine ganze Reihe von Such- und Filterfunktionen zur Verfügung.

## Arzneimittel suchen

The screenshot shows the RED medical search interface. At the top, there is a search bar with the text "#m simva pharm 20". Below the search bar, there is a list of search results. The first result is "EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 30 St Tabletten N1" with a price of 28,18 €. The second result is "EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 50 St Tabletten N2" with a price of 46,24 €. The third result is "EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 100 St Tabletten N3" with a price of 58,06 €. The fourth result is "SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 30 St Filmtabletten N1" with a price of 12,89 €. The fifth result is "SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 50 St Filmtabletten N2" with a price of 13,33 €. The sixth result is "SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 100 St Filmtabletten N3" with a price of 16,91 €. The seventh result is "SIMVASTATIN 20 AAA PHARMA 100 St Filmtabletten N3" with a price of 16,91 €. The eighth result is "SIMVASTATIN Q-PH 20MG FTA 50 St Filmtabletten N2" with a price of 14,20 €. The ninth result is "SIMVASTATIN Q-PH 20MG FTA 100 St Filmtabletten N3" with a price of 16,90 €.

Arzneimittel (9)	Preis	Zuzahlung
EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 30 St Tabletten N1 (Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	28,18 € Günstigere -0,01 € Rabattierte	5,00 €
EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 50 St Tabletten N2 (Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	46,24 € Günstigere -3,51 € Rabattierte	5,00 €
EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 100 St Tabletten N3 (Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	58,06 € Günstigere -0,87 € Rabattierte	5,81 €
SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 30 St Filmtabletten N1 (Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	12,89 € Günstigere -0,67 € Rabattierte	5,00 €
SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 50 St Filmtabletten N2 (Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	13,33 € Günstigere -0,68 € Rabattierte	0,00 €
SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 100 St Filmtabletten N3 (Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH 1 A Pharma GmbH	16,91 € Günstigere -2,69 € Rabattierte	5,00 €
SIMVASTATIN 20 AAA PHARMA 100 St Filmtabletten N3 (Simvastatin) - AAA - Pharma GmbH AAA - Pharma GmbH	16,91 € Günstigere -2,69 € Rabattierte	5,00 €
SIMVASTATIN Q-PH 20MG FTA 50 St Filmtabletten N2 (Simvastatin) - JUTA Pharma GmbH JUTA Pharma GmbH	14,20 € Günstigere -1,55 € Rabattierte außer Vertrieb	5,00 €
SIMVASTATIN Q-PH 20MG FTA 100 St Filmtabletten N3 (Simvastatin) - JUTA Pharma GmbH	16,90 €	

Die Arzneimittelsuche starten Sie aus dem zentralen Suchfeld, indem Sie das Kürzel #m sowie den gewünschten Namen des Arzneimittels, die Dosierung oder die Packungsgröße eingeben. Nach einem Arzneimittel suchen Sie genauso wie nach Patienten oder Diagnosen im "Type-ahead"-Verfahren. Sobald Sie die ersten Buchstaben des Arzneimittelnamens (Suchbegriff) eingegeben haben, wird das System die Suche starten und ein Suchergebnis anzeigen. Sie können dann entweder ein Arzneimittel aus der Liste auswählen oder Ihren Suchbegriff durch weitere Eingaben verfeinern.

Bei der Namenssuche können Sie mehrere Suchbegriffe eingeben, wobei als Suchbegriff nicht nur der Arzneimittelname, sondern natürlich auch die Normpackungsgröße, der Anbieter oder die Wirkstärke des Arzneimittels eingegeben werden kann. Suchbegriffe müssen nicht vollständig angegeben werden, um ein Suchergebnis zu erhalten.

- der Suchbegriff **#m simva pharm 20** listet alle Simvastatine mit Wirkstärke 20 mg auf, die von Anbietern stammen, in deren Namen das Wort "Pharm" vorkommt.
- der Suchbegriff **omep n2 20mg** sucht Ihnen alle Fertigarzneimittel, die den Begriff "omep" im Namen führen, 20 mg als Wirkstärke haben und als N2 Normpackungsgröße im Handel sind.

Durch Veränderung des Suchbegriffs können Sie das Suchergebnis jederzeit verändern. Entscheiden Sie sich etwa dazu, eine andere Packungsgröße anzuordnen, müssen Sie nur den Suchbegriff "n2" aus der Eingabezeile entfernen. Das System wird dann das Suchergebnis sofort anpassen.

Damit Sie nicht lange auf ein sehr großes Suchergebnis warten müssen, wird RED Medical nicht das komplette Suchergebnis laden und anzeigen, sondern nur die ersten 50 Arzneimittel der Ergebnismenge. Sie können in der Ergebnisliste nach unten scrollen (z.B. mit dem Mausekursor), um weitere Ergebnisse zu sehen. Alternativ können Sie natürlich auch durch die Eingabe weiterer Suchbegriffe in der Eingabezeile das Suchergebnis verkleinern.

## Suchergebnisse sortieren

Hat RED Ihnen das Ergebnis einer Arzneimittelsuche am Bildschirm angezeigt, haben Sie die Möglichkeit, dieses nach verschiedenen Sortierkriterien wie Arzneimittelname, Preis, Normpackungsgröße, Wirkstärke, Zuzahlung oder Rabatt zu sortieren. Dazu müssen Sie nur auf einen der Links im Kopf der Ergebnisliste klicken. Das System sortiert dann das komplette Suchergebnis nach dem gewählten Sortierkriterium um und zeigt die neu sortierte Ergebnisliste wieder an.

RED medical

#m simva pharm 20

Menu

Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0

Home

Übersicht

MEINE

Meine Liste

Passwort

Patienten

Versicher

Sortierung

Name

Preis

Normpackung

Wirkstärke

Zuzahlung

Rabatt

Gruppen

Verordnungen

Arzneimittel (9)

EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 30 St Tabletten N1

(Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,01 €

Rabattierte

N1

28,18 €

Zuzahlung 5,00 €

EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 50 St Tabletten N2

(Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -3,51 €

Rabattierte

N2

46,24 €

Zuzahlung 5,00 €

EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 100 St Tabletten N3

(Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,87 €

Rabattierte

N3

58,06 €

Zuzahlung 5,81 €

Die Sortierung nach **Preis** ordnet die gefundenen Arzneimittel nach ihrem Apothekenverkaufspreis an, wobei die Liste mit den günstigsten Arzneimitteln beginnt.

RED medical

#m simva pharm 20

Menu

Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0

Home

Übersicht

MEINE

Meine Liste

Passwort

Patienten

Versicher

Sortierung

Name

Preis

Normpackung

Wirkstärke

Zuzahlung

Rabatt

Gruppen

Verordnungen

Arzneimittel (9)

SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 30 St Filmtabletten N1

(Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,67 €

Rabattierte

N1

12,89 €

Zuzahlung 5,00 €

SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 50 St Filmtabletten N2

(Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,68 €

Rabattierte

N2

13,33 €

Zuzahlung 0,00 €

SIMVASTATIN Q-PH 20MG FTA 50 St Filmtabletten N2

(Simvastatin) - JUTA Pharma GmbH

JUTA Pharma GmbH

Günstigere -1,55 €

Rabattierte

außer Vertrieb

N2

14,20 €

Zuzahlung 5,00 €

Die Sortierung nach **Normpackung** ordnet die gefundenen Arzneimittel nach ihren Packungsgrößen, wobei die Liste mit der kleinsten Packungsgröße beginnt.

RED medical

#m simva pharm 20

Menu

Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0

Home

Übersicht

MEINE

Meine Liste

Passwort

Patienten

Versicher

Sortierung

Name

Preis

Normpackung

Wirkstärke

Zuzahlung

Rabatt

Gruppen

Verordnungen

Arzneimittel (9)

EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 30 St Tabletten N1

(Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,01 €

Rabattierte

N1

28,18 €

Zuzahlung 5,00 €

SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG 30 St Filmtabletten N1

(Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -0,67 €

Rabattierte

N1

12,89 €

Zuzahlung 5,00 €

EZETIMIB/SIMVA 1A 10/20MG 50 St Tabletten N2

(Ezetimib/Simvastatin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -3,51 €

Rabattierte

N2

46,24 €

Zuzahlung 5,00 €

Arzneimittel auswählen

Das Ergebnis der Arzneimittelsuche wird RED in der Ergebnisliste unterhalb der Eingabezeile anzeigen. Diese Arzneimittelliste bietet eine Reihe weiterer Informationen und Aktionen.

**Arzneimittelname** - der Klick auf den Arzneimittelnamen wählt das Arzneimittel aus und öffnet die Detailseite.

**Außer Vertrieb** - RED zeigt Ihnen einen Hinweis, wenn das Arzneimittel vom Hersteller aus dem Vertrieb genommen wurde. Diese Arzneimittel sind möglicherweise nicht mehr lieferbar.

**Günstigere** - Im Rahmen der Suche ermittelt RED für jedes Arzneimittel der Liste, ob es für das Arzneimittel basierend auf Inhaltsstoffe, Wirkstärke und Packungsgröße günstigere Alternativen gibt, und zeigt die Preisdifferenz zu dem günstigsten Produkt an. Klicken Sie auf den Link **Günstigere**, wird RED Ihnen die günstigeren Alternativen zu dem gewählten Arzneimittel in der Ergebnisliste anzeigen.

**Günstigstes** - ist dieses Arzneimittel das günstigste basierend auf Inhaltsstoffe, Wirkstärke und Packungsgröße, wird Ihnen dies durch eine grüne Marke angezeigt.

**Rabattierte** - RED ermittelt auch, ob es aufgrund des Versicherungsverhältnisses des aktuell gewählten Patienten bzw. der aktuell gewählten Patientin Arzneimittel gibt, die Bestandteil eines Rabattvertrages der Krankenversicherung sind. Mit einem Klick auf den entsprechenden Hinweis können Sie die Liste der rabattierten Produkte anzeigen.

**Rabattvertrag** - Arzneimittel, die Bestandteil eines Rabattvertrages sind, erkennen Sie an einem grünen Hinweis, dessen Schrift nicht als Link ausgeführt ist. Die Rabattierung gilt immer nur im Zusammenhang mit dem ausgewählten Patienten; Arzneimittel, die Teil eines Rabattvertrags sind, müssen nicht notwendigerweise die günstigsten Produkte ihrer Gruppe sein.

## Suche nach anderen Kriterien

### IWW - indikationsgerechte wirtschaftliche Wirkstoffauswahl

Einige KVen bieten Hilfestellung bei der **indikationsgerechten wirtschaftlichen Wirkstoffauswahl (IWW)** über einen speziellen Wirkstoffkatalog. Steht dieser Katalog für Ihre KV zur Verfügung, zeigt RED in der Auswahlliste der Suche einen Link IWW-Liste an, sobald Sie eine Arzneimittelsuche starten (z. B. durch Eingabe von #m). Der Klick auf den Link öffnet zunächst eine Liste von Indikationen mit Untergruppen.

Ein Klick auf eine der Untergruppen öffnet darunter eine Liste der für ihre Behandlung vorgesehenen Wirkstoffe. Diese sind nach ihrer Wirtschaftlichkeit in einem Ampelschema eingefärbt. Ein Klick auf einen der Wirkstoffnamen führt eine Suche nach Wirkstoffen durch und öffnet eine Auswahlliste mit Arzneimitteln, die Sie durch entsprechende Sortierung ändern können.

### Pharmazentralnummer

RED medical

#m 00113804

Menu

Keine LANR zugeordnet

Praxis Yazeed Hindi

0

Home

Übersicht

MEINE

Meine Liste

Passwort

Leider ist

An dieser

Links zu f

einblende

klicken, g

Sortierung

Name

Preis

Normpackung

Wirkstärke

Zuzahlung

Rabatt

Gruppen

Verordnungen

Arzneimittel (1)

IWW Liste

METFORMIN 850-1A PHARMA 120 St Filmtabletten N2

(Metformin) - 1 A Pharma GmbH

1 A Pharma GmbH

Günstigere -1,72 €

Rabattvertrag

N2

15,55 €

Zuzahlung 5,00 €

Ein Arzneimittel können Sie auch über dessen **Pharmazentralnummer** (PZN) suchen. Dazu geben Sie einfach die Pharmazentralnummer mit dem Filter **#m** in das Suchfeld ein.

### Wirkstoff

RED medical

#mw acetylsal

Menu

Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0

Home

Übersicht

MEINE

Meine Liste

Passwort

Patienten

Versicher

Neue Kor

Aufträge

☐ Wirkstoffkombination (37)

Acetylsalicylsäure/Acetylsalicylsäure/Paracetamol/Paracetamol/Coffein/Codein Acetylsalicylsäure 250 mg  
Acetylsalicylsäure 250 mg Paracetamol 250 mg Paracetamol 250 mg Coffein 50 mg Codein 22.1 mg  
4 Arzneimittel

Acetylsalicylsäure Acetylsalicylsäure 500 mg  
32 Arzneimittel

Clopidogrel/Acetylsalicylsäure Wirkstoffkombination, entspricht Clopidogrel 75 mg Acetylsalicylsäure 100 mg  
22 Arzneimittel

Acetylsalicylsäure/Ascorbinsäure Acetylsalicylsäure 500 mg Ascorbinsäure 250 mg  
1 Arzneimittel

Acetylsalicylsäure/Paracetamol/Coffein Acetylsalicylsäure 250 mg Paracetamol 250 mg Coffein 50 mg  
2 Arzneimittel

Ein Arzneimittel können Sie schließlich auch finden, indem Sie nach dessen Wirkstoffen suchen. Dazu geben Sie mit dem Filter **#mw** den Wirkstoff als Suchbegriff in der Eingabezeile ein. RED Medical wird Ihnen dann zuerst eine Liste aller Wirkstoffe anzeigen, in deren Namen der Suchbegriff enthalten ist. Die Zahl hinter dem Wirkstoffnamen gibt die Anzahl der zugehörigen Arzneimittel an. Nach Klick auf einen Wirkstoffnamen wird RED Medical dann alle Arzneimittel anzeigen, die diesen Wirkstoff enthalten.

### ATC-Code



Haben Sie einen Hersteller durch Klick auf seinen Namen ausgewählt, sucht RED Medical alle von diesem Hersteller angebotenen Arzneimittel.