

# Erlkönig - Release 055 | März 2019


Unser März-Release enthält im wesentlichen Funktionen, die gesetzliche Anforderungen für das zweite Quartal 2019 erfüllen.

**Änderungen KV-Abrechnung** - mit dem 01.04. fällt die Anforderung weg, in der KVDT-Abrechnungsdatei die KVK-Nummer von Patienten mit zu übergeben, für die in der (weiter entfernten) Vergangenheit eine KVK eingelesen wurde.

**Erweiterungen für Termin-Service-Stellen** - beim Anlegen einer neuen Episode haben Sie die Möglichkeit, anzugeben, ob der Patient durch eine Termin-Service-Stelle vermittelt wurde. Da es in Zukunft für die Annahme von durch Termin-Service-Stellen vermittelter Patienten gesonderte Vergütungen geben soll, wurde die dafür erforderliche Datenerfassung erweitert.

**Neues Muster 04** - das Formular für die Verordnung der Krankbeförderung wurde **komplett neu gestaltet und vereinfacht**. Wir haben das Formular entsprechend überarbeitet und stellen Ihnen dieses im normalen Formulardruck sowie Blankoformulardruck zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass ein Nachdruck der vor dem 01.04. ausgestellten Formulare nicht mehr möglich ist [Erlkönig - Muster 04 - Verordnung Krankbeförderung](#)

**i** Bitte beachten Sie, dass das neue Muster 04 im Blankoformulardruck auf A4 ausgegeben wird, während es im Formulardruck weiter auf A5 ausgegeben wird. Wenn Sie das Muster 04 derzeit für den Blankoformulardruck eingerichtet haben, müssen Sie Ihr Drucker-Setup ändern [Erlkönig - Arbeitsplatz - Drucker](#)



Verwenden Sie das Muster 04 bereits an einem Drucker für Formulare (z.B. an einem Nadeldrucker), prüfen Sie bitte, ob dort die Option **Vordruck** ausgewählt ist.

MACBOOKPRO ALEX - BROTHER HL-2150N SERIES  
Brother HL-2150N series \*Tray1 | A5 | Graustufen | Hochformat | Einseitiger Druck

Drucker-Bezeichnung  
Brother2150 A5

- 00 Adresskopf  
DIN A5 Hoch **Blanko-Formular** **Zugeordnet**
- 01 Arbeitsfähigkeitsbescheinigung  
DIN A5 Hoch **Blanko-Formular** **Zugeordnet**
- 02 Krankenhauseinweisung  
DIN A5 Hoch **Formular** **Zugeordnet**
- 04 Verordnung Krankbeförderung  
DIN A5 Hoch **Vordruck** **Zugeordnet**
- 05 Abrechnung  
DIN A5 Hoch **Blanko-Formular** **Zugeordnet**

Verwenden Sie das Muster 04 bereits an einem Drucker im Blankoformulardruck im Format A5, müssen Sie diesen Eintrag entfernen, da es sonst zu fehlerhaften Ausdrucken kommt. Wählen Sie an Ihrem Arbeitsplatz den entsprechenden Drucker aus und klicken auf **Drucker ändern**. Klicken Sie auf den Link **Zugeordnet** beim Muster 04, so dass die Einstellung nun auf **nicht zugeordnet** steht. Speichern Sie Ihre Änderung. Damit haben Sie das Muster 04 von diesem Drucker entfernt.

## MACBOOKPRO ALEX - BROTHER MFC-9332CDW

Brother MFC-9332CDW A5 | Graustufen | Hochformat | Einseitiger Druck

Drucker-Bezeichnung

Brother 9332 A5

- 01 Arbeitsfähigkeitsbescheinigung  
DIN A5 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 02 Krankenhauseinweisung  
DIN A5 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 04 Verordnung Krankenförderung  
DIN A5 Hoch Blanko-Formular **Nicht zugeordnet**
- 06 Überweisung  
DIN A5 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 10 Überweisung Laborgemeinschaft (10AE)  
DIN A5 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**

Wenn Sie bereits einen Drucker/Druckerschacht für Blankoformulare A4 vorgesehen haben, dann müssen Sie nun dort noch das Muster 04 hinzufügen. Verwenden Sie bisher noch keine Blankoformulare A4, müssen Sie einen neuen Drucker für das Format A4 einrichten. In der Liste der Formulare und Dokumente dieses Druckers klicken Sie auf den Link **nicht zugeordnet** und stellen diesen auf **Zugeordnet** um. Wählen Sie außerdem die Druckart **Blanko-Formular** aus und **speichern** Sie Ihre Änderungen

## MACBOOKPRO ALEX - BROTHER HL-5350DN SERIES [30055C79F4BB]

Brother HL-5350DN series [30055c79f4bb] \*Tray1 | A4 | Graustufen | Hochformat | Einseitiger Druck

Drucker-Bezeichnung

Brother Bendorf A4

- Ausdruck File  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Zugeordnet**
- RE Rechnungsvorlage  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Zugeordnet**
- MP Medikationsplan (BMP)  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Zugeordnet**
- PQ Patientenquittung  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Zugeordnet**
- EK Europäische Krankenversicherung  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Zugeordnet**
- 00 Adresskopf  
DIN A4 Hoch Normalpapier **Nicht zugeordnet**
- 01 Arbeitsfähigkeitsbescheinigung  
DIN A4 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 02 Krankenhauseinweisung  
DIN A4 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 04 Verordnung Krankenförderung  
DIN A4 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**
- 06 Überweisung  
DIN A4 Hoch Blanko-Formular **Zugeordnet**

**Dokumentation von OMIM-Codes** - für humangenetische Untersuchungen müssen als Leistungszusätze Gen-Namen bzw. -identifikationen erfasst werden. Die entsprechende Funktion wurde erweitert.

### Änderungen eDMP

Zum 1. April 2019 treten Änderungen des eDMP Asthma bronchiale in Kraft. Die Anpassungen der Dokumentation sind auf Grund der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 1. April 2018 und 17. Januar 2019 notwendig. Die übergreifenden Plausibilitätsprüfungen für die eDMPs mussten ebenfalls angepasst werden. In Folge dessen wurden alle eDMP-Schnittstellen angepasst.



Laut [Information der KV Nordrhein](#) dürfen Praxen ab dem 1. April 2019 für die Einschreibung der Patienten in die DMP Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Asthma bronchiale/COPD sowie Koronare Herzkrankheit (KHK) nur noch die neue, indikationsübergreifende Erklärung mit der Formularnummer 070D verwenden.

Wenn Sie die Teilnahmebestätigung eDMP über den Blankoformulardruck nutzen, müssen Sie das neue Dokument **Teilnahmebestätigung eDMP** für Ihre Drucker einrichten.