


Erlkönig - DIGA-Verordnungen

Neben Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder häuslicher Krankenpflege können seit September 2020 auch digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verordnet werden. Hierzu bietet RED medical ab dem Release 88 eine neue Verordnungshilfe, die auf das vom BfArM zur Verfügung gestellte DIGA-Verzeichnis aufbaut.

Um für eine Patientin oder einen Patienten eine DIGA zu verordnen, rufen Sie die Funktion "DIGA-Verordnung" auf. RED zeigt Ihnen eine Liste der aktuell beim BfArM gelisteten DIGAs auf. Sie können durch Eingabe von Suchbegriffen in dieser Liste nach passenden Applikationen suchen. Durch Klick auf Details anzeigen können Sie die (ebenfalls durchsuchbare) Beschreibung der Applikation einblenden.

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr. med. Alexan... (478818100)Administration


HomepageVerordnung digitale GesundheitsanwendungenVogt, Martin

> Auswahl Gesundheitsanwendung


Suche nach digitalen Gesundheitsanwendungen

Filter


Begriff eingeben, um DIGAs zu filtern

CANKADO PRO-React Onco | CANKADO GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00961Version 3 vom 2022-07-26T05:08:02.420+02:00Website

Cara Care für Reizdarm | HiDoc Technologies GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 1346Version 4 vom 2022-07-26T05:24:14.478+02:00Website

deprexis | GAIA AG


Details anzeigenDIGA-ID 450Version 3 vom 2022-07-22T08:41:23.812+02:00Website

elevida | GAIA AG


Details anzeigenDIGA-ID 00419Version 3 vom 2022-07-22T08:42:19.241+02:00Website

ESYSTA App & Portal – Digitales Diabetesmanagement | Emperra GmbH E-Health Technologies


Details anzeigenDIGA-ID 00939Version 3 vom 2022-07-01T16:12:12.141+02:00Website

HelloBetter Stress und Burnout | GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00965Version 4 vom 2022-07-26T05:25:52.601+02:00Website

Invirto- Die Therapie gegen Angst | Sympatient GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00300Version 4 vom 2022-07-11T14:13:36.493+02:00Website

Kalmeda | mynoise GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00350Version 4 vom 2022-06-30T13:58:17.329+02:00Website

Mawendo | Mawendo GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00993Version 3 vom 2022-07-26T05:20:55.084+02:00Website

Mika | Fosanis GmbH


Details anzeigenDIGA-ID 00875Version 5 vom 2022-07-26T05:16:29.134+02:00Website

neolexon Aphasie | Limedix GmbH

Details anzeigenDIGA-ID 1196Version 3 vom 2022-07-26T05:20:08.130+02:00Website

NichtraucherHelden-App | NichtraucherHelden GmbH

Details anzeigenDIGA-ID 01085Version 3 vom 2022-07-01T16:16:03.154+02:00Website


Suche nach Personen und Funktionen
Menu
Dr. med. Alexan... (478818100)
Administration


[Homepage](#)
Verordnung digitale Gesundheitsanwendungen ✕
Vogt, Martin ✕

> Auswahl Gesundheitsanwendung


Suche nach digitalen Gesundheitsanwendungen

Filter


brustkrebs


CANKADO PRO-React Onco | CANKADO GmbH

[Details anzeigen](#)
DIGA-ID 00961
Version 3 vom 2022-07-26T05:08:02.420+02:00
[Website](#)


optimune | GAIA AG

[Details anzeigen](#)
DIGA-ID 1613
Version 2 vom 2022-07-14T11:31:44.264+02:00
[Website](#)


PINK! Coach | PINK gegen Brustkrebs GmbH

[Details ausblenden](#)
DIGA-ID 01464
Version 2 vom 2022-06-27T17:40:07.146+02:00
[Website](#)

Steckbrief

PINK! Coach ist eine digitale Anwendung, die zur Stärkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Gesundheitskompetenz sowie einer Linderung der psychischen, psychosomatischen und somatischen Folgen einer Brustkrebserkrankung dient. Um eine langfristige, anhaltende Verbesserung der Lebensqualität und des Gesundheitszustandes zu erreichen, zielt PINK! Coach darauf ab, das gesundheitsrelevante Verhalten der Patientinnen und Patienten schrittweise aber nachhaltig zu verändern. PINK! Coach unterstützt Brustkrebspatientinnen und -patienten bei der Veränderung ihres Lebensstils hin zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und Achtsamkeit gemäß den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Über Coaching Module erhalten die Patientinnen und Patienten pseudoindividualisierte Informationen, praktische Tipps, Anleitungen und Übungen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. PINK! Coach adressiert positive Bewältigungsstrategien und fördert den positiven, kompetenten und souveränen Umgang mit der plötzlich veränderten Lebenssituation. Mit Hilfe eines Chatbots können Patientinnen und Patienten darüber hinaus Fragen zu Beschwerden und Nebenwirkungen stellen und erhalten darauf zutreffende Informationen und Tipps zur Selbsthilfe (Hausmittel und Verhaltensweisen) mit dem Ziel, die Nebenwirkungen zu verbessern. PINK! Coach ist eine therapiebegleitende digitale Lösung für Brustkrebspatientinnen und -patienten vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur letzten Nachsorge oder noch darüber hinaus.

Mindestdauer
12 Wochen

Höchstdauer
12 Wochen

Durch Klick auf den DIGA-Namen wählen Sie die gewünschte DIGA zur Verordnung aus. RED zeigt Ihnen die Details und die für den Ausdruck der Verordnung (auf Muster 16) vorgesehenen Drucker an. Drucker müssen für den Ausdruck dieses Formulars eingerichtet werden [Erlkönig - Drucker einrichten](#).

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr. med. Alexan... (478818100)

Administration

Homepage

Verordnung digitale Gesundheitsanwendungen ✕

Vogt, Martin ✕

> Auswahl Gesundheitsanwendung

> Ausgewählte Gesundheitsanwendung

Verordnung erstellen

PINK! Coach | PINK gegen Brustkrebs GmbH | Preis 535.5 €

PINK! Coach ist eine digitale Anwendung, die zur Stärkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Gesundheitskompetenz sowie einer Linderung der psychischen, psychosomatischen und somatischen Folgen einer Brustkrebserkrankung dient. Um eine langfristige, anhaltende Verbesserung der Lebensqualität und des Gesundheitszustandes zu erreichen, zielt PINK! Coach darauf ab, das gesundheitsrelevante Verhalten der Patientinnen und Patienten schrittweise aber nachhaltig zu verändern. PINK! Coach unterstützt Brustkrebspatientinnen und -patienten bei der Veränderung ihres Lebensstils hin zu mehr Bewegung, gesünder Ernährung und Achtsamkeit gemäß den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Über Coaching Module erhalten die Patientinnen und Patienten pseudoindividualisierte Informationen, praktische Tipps, Anleitungen und Übungen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. PINK! Coach adressiert positive Bewältigungsstrategien und fördert den positiven, kompetenten und souveränen Umgang mit der plötzlich veränderten Lebenssituation. Mit Hilfe eines Chatbots können Patientinnen und Patienten darüber hinaus Fragen zu Beschwerden und Nebenwirkungen stellen und erhalten darauf zutreffende Informationen und Tipps zur Selbsthilfe (Hausmittel und Verhaltensweisen) mit dem Ziel, die Nebenwirkungen zu verbessern. PINK! Coach ist eine therapiebegleitende digitale Lösung für Brustkrebspatientinnen und -patienten vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur letzten Nachsorge oder noch darüber hinaus.

DIGA-ID 01464

PZN 18206191

Hersteller-IK 580200080

Version 2 vom 27.06.2022

Website

Anwendungsdauer in Tagen

90

DOKUMENTATION

VORSCHAU

ABBRECHEN

DIGA-PDF

Durch Klick auf den Druckernamen wird das Dokument ausgedruckt. Derzeit ist für DIGA-Verordnungen noch kein elektronisches Rezept möglich. Nach erfolgreichem Ausdruck wird ein Eintrag in der Patientenakte erzeugt.

Suche nach Leistungen, Diagnosen, Arzneimitteln

Menu

Dr. med. Alexan... (478818100)

Administration

Homepage

Vogt, Martin ✕

Martin Vogt
 ♂ 5775 geb. 16.01.1947 - 75 Jahre , 7 Monate **DAK-Gesundheit**

Zuzahlungspflichtig

Keine Versichertenkarte

Übersicht

Akte

Diagnosen

Medikation

Befunde

Dokumente/Bilder

Personendaten

ePA

Programme

Episodenübersicht

Briefe

Filter aufheben

Laborwerte

Befunde

Medikation

Diagnosen

Leistungen

Formulare

Anamnese

Therapie

MITTWOCH, 14.09.2022

DIGA PINK! Coach (Version 2 vom 27.06.2022) | Hersteller PINK gegen Brustkrebs GmbH | App-ID 1464 | PZN 18206191
 Löschen

Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen
PINK! Coach
 Hersteller PINK gegen Brustkrebs GmbH PZN 18206191
 Verzeichnisnummer 1464
 Anwendungsdauer 90 Tage
 Ausgestellt für Dr. med. Alexander Wilms

Nachdrucken
 Löschen

Erfolgte DIGA-Verordnungen können über die Textvariablen ##Diga-Liste## bzw. ##Diga-Liste-Beschreibung## in Arztbriefe oder Befunde übernommen werden. Die Textvariablen enthalten Namen, Hersteller und PZN der DIGA, die Variable ##Diga-Liste-Beschreibung## zusätzlich den "Steckbrief" der DIGA.