

Erlkönig - DIGA-Verordnungen

Neben Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder häuslicher Krankenpflege können seit September 2020 auch digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verordnet werden. Hierzu bietet RED medical ab dem Release 88 eine neue Verordnungshilfe, die auf das vom BfArM zur Verfügung gestellte DIGA-Verzeichnis aufbaut.

Um für eine Patientin oder einen Patienten eine DIGA zu verordnen, rufen Sie die Funktion "DIGA-Verordnung" auf. RED zeigt Ihnen eine Liste der aktuell beim BfArM gelisteten DIGAs auf. Sie können durch Eingabe von Suchbegriffen in dieser Liste nach passenden Applikationen suchen. Durch Klick auf Details anzeigen können Sie die (ebenfalls durchsuchbare) Beschreibung der Applikation einblenden.

RED medical Suche nach Personen und Funktionen Menu Dr. med. Alexan... (478818100) Administration

[Homepage](#) [Verordnung digitale Gesundheitsanwendungen](#) [Vogt, Martin](#)

> Auswahl Gesundheitsanwendung

Suche nach digitalen Gesundheitsanwendungen

Filter

	CANKADO PRO-React Onco CANKADO GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00961	Version 3 vom 2022-07-26T05:08:02.420+02:00	Website
	Cara Care für Reizdarm HiDoc Technologies GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 1346	Version 4 vom 2022-07-26T05:24:14.478+02:00	Website
	deprexis GAIA AG		
Details anzeigen	DIGA-ID 450	Version 3 vom 2022-07-22T08:41:23.812+02:00	Website
	elevida GAIA AG		
Details anzeigen	DIGA-ID 00419	Version 3 vom 2022-07-22T08:42:19.241+02:00	Website
	ESYSTA App & Portal – Digitales Diabetesmanagement Emperra GmbH E-Health Technologies		
Details anzeigen	DIGA-ID 00939	Version 3 vom 2022-07-01T16:12:12.141+02:00	Website
	HelloBetter Stress und Burnout GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00965	Version 4 vom 2022-07-26T05:25:52.601+02:00	Website
	Invirto- Die Therapie gegen Angst Sympatient GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00300	Version 4 vom 2022-07-11T14:13:36.493+02:00	Website
	Kalmeda mynoise GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00350	Version 4 vom 2022-06-30T13:58:17.329+02:00	Website
	Mawendo Mawendo GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00993	Version 3 vom 2022-07-26T05:20:55.084+02:00	Website
	Mika Fosanis GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 00875	Version 5 vom 2022-07-26T05:16:29.134+02:00	Website
	neolexon Aphasie Limedix GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 1196	Version 3 vom 2022-07-26T05:20:08.130+02:00	Website
	NichtraucherHelden-App NichtraucherHelden GmbH		
Details anzeigen	DIGA-ID 01085	Version 3 vom 2022-07-01T16:16:03.154+02:00	Website



Suche nach digitalen Gesundheitsanwendungen

Filter

brustkrebs



CANKADO PRO-React Onco | CANKADO GmbH

[Details anzeigen](#)

DIGA-ID 00961

Version 3 vom 2022-07-26T05:08:02.420+02:00

[Website](#)



optimune | GAIA AG

[Details anzeigen](#)

DIGA-ID 1613

Version 2 vom 2022-07-14T11:31:44.264+02:00

[Website](#)



PINK! Coach | PINK! gegen Brustkrebs GmbH

[Details ausblenden](#)

DIGA-ID 01464

Version 2 vom 2022-06-27T17:40:07.146+02:00

[Website](#)

Steckbrief

PINK! Coach ist eine digitale Anwendung, die zur Stärkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Gesundheitskompetenz sowie einer Linderung der psychischen, psychosomatischen und somatischen Folgen einer Brustkrebserkrankung dient. Um eine langfristige, anhaltende Verbesserung der Lebensqualität und des Gesundheitszustandes zu erreichen, zielt PINK! Coach darauf ab, das gesundheitsrelevante Verhalten der Patientinnen und Patienten schrittweise aber nachhaltig zu verändern. PINK! Coach unterstützt Brustkrebspatientinnen und -patienten bei der Veränderung ihres Lebensstils hin zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und Achtsamkeit gemäß den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Über Coaching Module erhalten die Patientinnen und Patienten pseudoindividualisierte Informationen, praktische Tipps, Anleitungen und Übungen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. PINK! Coach adressiert positive Bewältigungsstrategien und fördert den positiven, kompetenten und souveränen Umgang mit der plötzlich veränderten Lebenssituation. Mit Hilfe eines Chatbots können Patientinnen und Patienten darüber hinaus Fragen zu Beschwerden und Nebenwirkungen stellen und erhalten darauf zutreffende Informationen und Tipps zur Selbsthilfe (Hausmittel und Verhaltensweisen) mit dem Ziel, die Nebenwirkungen zu verbessern. PINK! Coach ist eine therapiebegleitende digitale Lösung für Brustkrebspatientinnen und -patienten vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur letzten Nachsorge oder noch darüber hinaus.

Mindestdauer

12 Wochen

Höchstdauer

12 Wochen

Durch Klick auf den DIGA-Namen wählen Sie die gewünschte DIGA zur Verordnung aus. RED zeigt Ihnen die Details und die für den Ausdruck der Verordnung (auf Muster 16) vorgesehenen Drucker an. Drucker müssen für den Ausdruck dieses Formulars eingerichtet werden [Erlkönig - Drucker einrichten](#).


Suche nach Personen und Funktionen
Menu
Dr. med. Alexan... (478818100)
Administration

Homepage
Verordnung digitale Gesundheitsanwendungen ✕
Vogt, Martin ✕

> Auswahl Gesundheitsanwendung
> Ausgewählte Gesundheitsanwendung

Verordnung erstellen


PINK! Coach | PINK gegen Brustkrebs GmbH | Preis 535.5 €

PINK! Coach ist eine digitale Anwendung, die zur Stärkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Gesundheitskompetenz sowie einer Linderung der psychischen, psychosomatischen und somatischen Folgen einer Brustkrebskrankung dient. Um eine langfristige, anhaltende Verbesserung der Lebensqualität und des Gesundheitszustandes zu erreichen, zielt PINK! Coach darauf ab, das gesundheitsrelevante Verhalten der Patientinnen und Patienten schrittweise aber nachhaltig zu verändern. PINK! Coach unterstützt Brustkrebspatientinnen und -patienten bei der Veränderung ihres Lebensstils hin zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und Achtsamkeit gemäß den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Über Coaching Module erhalten die Patientinnen und Patienten pseudoindividualisierte Informationen, praktische Tipps, Anleitungen und Übungen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. PINK! Coach adressiert positive Bewältigungsstrategien und fördert den positiven, kompetenten und souveränen Umgang mit der plötzlich veränderten Lebenssituation. Mit Hilfe eines Chatbots können Patientinnen und Patienten darüber hinaus Fragen zu Beschwerden und Nebenwirkungen stellen und erhalten darauf zutreffende Informationen und Tipps zur Selbsthilfe (Hausmittel und Verhaltensweisen) mit dem Ziel, die Nebenwirkungen zu verbessern. PINK! Coach ist eine therapiebegleitende digitale Lösung für Brustkrebspatientinnen und -patienten vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur letzten Nachsorge oder noch darüber hinaus.

DIGA-ID 01464 PZN 18206191 Hersteller-IK 580200080 Version 2 vom 27.06.2022 [Website](#)

Anwendungsdauer in Tagen

DOKUMENTATION
VORSCHAU
ABBRECHEN
DIGA-PDF

Durch Klick auf den Druckernamen wird das Dokument ausgedruckt. Derzeit ist für DIGA-Verordnungen noch kein elektronisches Rezept möglich. Nach erfolgreichem Ausdruck wird ein Eintrag in der Patientenakte erzeugt.


Suche nach Leistungen, Diagnosen, Arzneimitteln
Menu
Dr. med. Alexan... (478818100)
Administration

Homepage
Vogt, Martin ✕


Martin Vogt
 ♂ 5775 geb. 16.01.1947 - 75 Jahre , 7 Monate **DAK-Gesundheit** Zuzahlungspflichtig Keine Versichertenkarte

Übersicht
Akte
Diagnosen
Medikation
Befunde
Dokumente/Bilder
Personendaten
ePA
Programme
Episodenübersicht
Briefe

Filter aufheben
Laborwerte
Befunde
Medikation
Diagnosen
Leistungen
Formulare
Anamnese
Therapie

MITTWOCH, 14.09.2022

DIGA PINK! Coach (Version 2 vom 27.06.2022) | Hersteller PINK gegen Brustkrebs GmbH | App-ID 1464 | PZN 18206191 **Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen**
 Löschen

PINK! Coach
 Hersteller PINK gegen Brustkrebs GmbH PZN 18206191
 Verzeichnisnummer 1464
 Anwendungsdauer 90 Tage

Ausgestellt für Dr. med. Alexander Wilms
Nachdrucken Löschen

Erfolgte DIGA-Verordnungen können über die Textvariablen ##Diga-Liste## bzw. ##Diga-Liste-Beschreibung## in Arztbriefe oder Befunde übernommen werden. Die Textvariablen enthalten Namen, Hersteller und PZN der DIGA, die Variable ##Diga-Liste-Beschreibung## zusätzlich den "Steckbrief" der DIGA.