

Erlkönig - KIM

Elektronische AUs werden den Kostenträgern über KIM (Kommunikation im Medizinwesen) übermittelt. KIM verwendet die Technologie des E-Mail-Verfahrens und verschlüsselt die verschickten Nachrichten so, dass nur der Empfänger die Nachricht wieder lesen kann. Um Nachrichten mit KIM zu versenden, benötigen Sie ein KIM-Konto, das Sie bei speziellen KIM-Anbietern erhalten. RED medical kann dann mit diesem Konto verbunden werden. An verschiedenen Stellen in RED können dann KIM-Nachrichten verwaltet, erstellt, versendet und empfangen werden.

[[Schritt 1: Einrichtung Benutzerkonto](#)] [[Schritt 2: Zuordnen der Benutzer](#)] [[Schritt 3: Inbox](#)] [[Schritt 4: Versenden von Dokumenten](#)] [[Schritt 5: Versenden von Briefen](#)]

Schritt 1: Einrichtung Benutzerkonto

Haben Sie einen KIM-Zugang gekauft, stellt Ihnen Ihr KIM-Anbieter die notwendige Software ("KIM-Client-Modul") und die Zugangsdaten Ihres KIM-Kontos zur Verfügung. Das KIM-Client-Modul muss auf einem Rechner in der Praxis installiert und konfiguriert werden. Für die Konfiguration des KIM-Kontos benötigen Sie die Angaben Ihres Telematik-Anschlusses. Diese finden Sie in den Stammdaten Ihres Arbeitsplatzes.

Ist das KIM-Client-Modul eingerichtet, müssen dessen Zugangsdaten in RED hinterlegt werden. Dazu rufen Sie in RED als Administrator die Funktion **Einrichtung Benutzerkonten** auf (z.B. Suche über #b benutzer) und legen ein **neues KIM Konto** an.

RED medical Suche nach Personen und Funktionen Menu Dr. med. Annie ... (362364901) Administration 0

Homepage Einrichtung Benutzerkonten ✕

Benutzerkonten

Neues KV-Connect-Konto Neues KIM-Konto Neues E-Mail-Konto Signaturfunktion prüfen

Accounts filtern

KV Connect RED1
red.2@kv-safenet.de
0 Nachrichten

KIM REDAkquinet
redmedical1@akquinet.kim.telematik-test
0 Nachrichten

E-Mail RED Mailtest
mailtest@redmedicalsyste.ms.de
3 Nachrichten

KIM KVDoxx3
redmedical3@akquinet.kim.telematik-test
1 Nachrichten

KIM RED ARV
redmedical@arv.kim.telematik-test
0 Nachrichten

KIM KONTO

Kontobezeichnung: KVDoxx3

KIM Anbieter: Telekom Arvato KV Dox CGM

KIM-Mail-Adresse: redmedical3@akquinet.kim.telematik

KIM-Domain: mail.akquinet.kim.telematik

Password:

SMTP-Server: localhost SMTP Port: 465 POP3-Server: localhost POP3 Port: 995

SSL-Verbindung: Ja Nein

Authentisierung mit: Heilberufsausweis HBA Praxisausweis SMC-B

TI Client: ClientID1 TI Mandant: Mandant1 TI Workplace: WorkplaceID1 TI Benutzer:

SPEICHERN ZURÜCK

Kontobezeichnung: die Bezeichnung, die später als Absender Ihrer KIM-Nachrichten verwendet wird.

Anbieter: Durch Klick auf den Namen Ihres KIM-Anbieters werden die Eingabefelder mit den uns bekannten Daten vorbelegt. Sie können die vorbelegten Daten ändern.

KIM-Mail-Adresse: Ihre KIM-Mail-Adresse. Diese haben Sie bei der Einrichtung Ihres KIM-Kontos vergeben.

KIM-Domain: wird Ihnen von Ihrem KIM-Anbieter mitgeteilt

Password: das von Ihnen für KIM vergebene Passwort

SMTP-Server, Port sowie POP3-Server und Port: diese Angaben erhalten sie von Ihrem KIM Anbieter

SSL-Verbindung: Ihr KIM-Anbieter teilt Ihnen mit, ob eine sichere Verbindung verwendet wird (Standard)

Autorisierung mit HBA oder SMC-B: handelt es sich um eine KIM-Adresse der Praxis, wird der Praxisausweis (SMC-B) als "Ausweis" verwendet. Ist die KIM-Adresse dagegen eine persönliche, autentifiziert sich der Benutzer über den persönlichen HBA. Sie haben dies bei der Einrichtung Ihrer KIM-Adresse festgelegt.

Bitte beachten Sie, dass zwingend die Auswahl SMCB oder HBA ausgewählt werden muss, damit die entsprechende Karte zwischen Authentisierung mit und TI Mandant erscheint. Diese muss angeklickt werden.

Mailsignatur: hier können Sie einen vorher definierten Textbaustein auswählen, der an die KIM-Nachricht als Signatur angehängt wird. Der Textbaustein darf keine Textvariablen enthalten.

Schritt 2: Zuordnen der Benutzer

Haben Sie das neue Benutzerkonto gespeichert, müssen Sie es noch allen Benutzern zuweisen, die über dieses Konto KIM-Nachrichten versenden dürfen. Rufen Sie dazu die entsprechenden Benutzer auf und wählen Sie die Option Benutzerkonten zuordnen. Sie erhalten eine Übersicht aller Benutzerkonten, die in RED eingerichtet sind, und können für den ausgewählten Benutzer die gewünschten Konten aktivieren bzw. deaktivieren.



Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Homepage

Benutzer 

© Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0



Benutzer

Neuer Benutzer

annele

Deaktivierte Benutzer (1) anzeigen

demo | ICH

Dr. med. Annie More

1Click38

Annie More

eauzert

Dr. Annie More

DR. MED. ANNIE MORE

0

BENUTZERKONTEN

E

RED Mailtest mailtest@redmedicalsyste.ms.de

Zuordnen

KVC

RED1 red.2

Zuordnen

KIM

REDAkquinet

Zuordnen

KIM

KVDoxx3

Zuordnung entfernen

Schritt 3: Inbox

Rufen Sie die Inbox auf. Ist das KIM-Konto korrekt eingerichtet und Ihrem Benutzer zugewiesen, holt RED die KIM-Nachrichten vom Server und zeigt Ihnen eine Übersicht der gefundenen Nachrichten an. Sie können sich eine Nachricht im Volltext ansehen, indem Sie auf deren Titel klicken, und vorhandene Nachrichten löschen.



Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Homepage

Inbox 

© Dr. med. Annie ... (362364901)

Administration

0



Inbox

Aktualisieren

Neue Nachricht

kein E-Mail-Konto

1 KIM-Konten

kein KV-Connect-Konto

Nachrichten filtern

Sortiert nach Datum absteigend

Alle Nachrichten

E-Mail

KV-Connect

KIM

KIM

Befund Sabine Schmidtbauer

30.11.2022 13:16

Von KVDoxx3 <redmedical3@akquinet.kim.telematik-test> an KVDoxx3

Löschen

nicht ausgewählt

E

Täglicher Spambericht Mailbox mailtest@redmedicalsyste.ms.de Ordner Spam

24.11.2022 07:47

Löschen

nicht ausgewählt

KVC

1ClickAbrechnung;Pruefprotokoll;V2.0

23.11.2022 10:55

Löschen

nicht ausgewählt

1ClickAbrechnung;Rueckmeldung;V2.0

23.11.2022 10:55



1ClickAbrechnung-Eingangsbestaetigung

23.11.2022 10:55



1ClickAbrechnung;Lieferung;V2.0 - Z01478818100_23.11.2022_10.53.CON

23.11.2022 10:54



Von RED1 an abrechnung.zert@kv-safenet.de

Suche nach Personen und FunktionenMenu

HomepageInbox ✕

Dr. med. Annie ... (362364901)Administration0

InboxBefund Sabine Schmidtbauer

Löschenkein E-Mail-Konto | 1 KIM-Konten | kein KV-Connect-Konto

BEFUND SABINE SCHMIDTBAUER
empfangen am 30.11.2022 von KVDoxx3 <redmedical3@akquinet.kim.telematik-test>
Service KIM-Mail;Default;V1.0

Bitte geben Sie den Namen der Person ein, zu der diese E-Mail gehört

Liebe Kollegin, anbei wie besprochen der Befund von Sabine Schmitdbauer. Viele Grüße Dr. Annie More
----- Die Nachricht wurde entschlüsselt. Die Signatur wurde erfolgreich geprüft.

Anhang
PDF_2.pdf

Mit Klick auf **Neue Nachricht** erstellen Sie eine neue KIM-Nachricht. Um eine KIM-Nachricht zu versenden, müssen Sie als Erstes den Empfänger auswählen. Hierzu wird der KIM-Verzeichnisdienst verwendet. RED zeigt Ihnen eine Trefferliste, aus der Sie den gewünschten Empfänger auswählen können.

Suche nach Personen und FunktionenMenu

HomepageInbox ✕

Dr. med. Annie ... (362364901)Administration0

InboxNeue Nachricht

kein E-Mail-Konto | 1 KIM-Konten | kein KV-Connect-Konto

Suche nach Empfängeradressen | KIM Testmail (an mich senden)

red

- Reddig, Birgit -
KIM , - Keine KIM-Adresse verfügbar
- Markus Redzich -
KIM , - Keine KIM-Adresse verfügbar
- Dr. Dietrich Redeker -
KIM , - Keine KIM-Adresse verfügbar
- Rediker Dr. Michael & Dr. Sabine Cochlovius Rediker Dr. Michael & Dr. Sabine Cochlovius
KIM , Gerwigstrasse 28 Keine KIM-Adresse verfügbar
- Praxis Dr. Steffi SänderTEST-ONLY (Praxis Dr. Steffi SänderNOT-VALID)
KIM , Castroper Straße 6 E-Mail: redmedical3@akquinet.kim.telematik-test
- Apotheke am SeeTEST-ONLY (3-SMC-B-Testkarte-883110000116808)
KIM , Castroper Straße 6 E-Mail: redmedical@arv.kim.telematik-test
- Apotheke am FlughafenTEST-ONLY (3-SMC-B-Testkarte-883110000116882)
KIM , Sundgauallee 59 E-Mail: kim-livedemo@arv.kim.telematik-test - 39 weitere E-Mail Adressen

ABBRECHEN

Suche nach Leistungen, Diagnosen, Arzneimitteln

Menu

Homepage

Herzog, Dirk

Dr. med. Annie ... (362364901)

Admin

Dirk Herzog

5870

geb. 04.11.1982 - 40 Jahre, 7 Monate

AOK Niedersachsen

Zuzahlungspflichtig

Keine Versichertenkarte

Übersicht

Akte

Diagnosen

Medikation

Befunde

Dokumente/Bilder

Personendaten

ePA

Programm

Dokumente und Bilder

Aktualisieren

Datei auswählen

Erläuterung

Datum

Zugriffsbeschränkung

12.06.2023

Ja

Nein

MONTAG, 12.06.2023

Result_Labor28_DfueTest_12-12-2000_35809999.pdf

| Laborwerte |

Result_Labor28_DfueTest_12-12-2000_35809999.pdf

ePA/KIM

Empfänger Dokumente (1)

Suche nach KIM-Empfängeradressen | Erweiterte Suche

red

Fred Linek (-)

KIM - ,

Praxis Mia Gräfin DamaschkeTEST-ONLY (Praxis Mia Gräfin DamaschkeNOT-VALID)

KIM 25557 Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11 E-Mail: dpraxis-redmedical@arv.kim.telematik-test

Praxis Dr. Steffi SänderTEST-ONLY (Praxis Dr. Steffi SänderNOT-VALID)

KIM 45711 Dattein, Castroper Straße 6 E-Mail: redmedical3@akquinet.kim.telematik-test

Apotheke am SeeTEST-ONLY (3-SMC-B-Testkarte-883110000116808)

KIM 45711 Dattein, Castroper Straße 6 E-Mail: redmedical@arv.kim.telematik-test

Apotheke am FlughafenTEST-ONLY (3-SMC-B-Testkarte-883110000116882)

KIM 79114 Freiburg, Sundgaullee 59 E-Mail: kim-livedemo@arv.kim.telematik-test

Tangeröal, Xenia Gräfin von (-)

KIM - , - E-Mail: teamf_lbdec1.520000001@j-

Schritt 5: Versenden von Briefen

Einen Brief können Sie ebenfalls mit einer KIM-Nachricht versenden. Klicken Sie dazu auf den Button **KIM senden**. Der Brief wird vorbereitet und in der Übersicht am rechten Rand angezeigt. Um den Brief zu versenden, müssen Sie nur noch den Empfänger auswählen. Durch Klick auf den Namen des Empfängers wird der Versand ausgelöst, der im Hintergrund stattfindet.

Praxis Sophie Gräfin SchomakerTEST-ONLY
(Praxis Sophie Gräfin SchomakerNOT-
VALID)
■ KIM 45711 Datteln, Castroper Straße 6 E-Mail:
redmedical10@akquinet kim telematik-test