

Testpatient anlegen

Um neue Funktionen im System sicher auszuprobieren, ohne Ihren echten Datenbestand zu beeinflussen, können Sie sogenannte Testpatienten anlegen.

So aktivieren Sie den Status:

Sie können einen Patienten auf zwei Wegen als Testpatienten kennzeichnen:

- **Bei der Neuaufnahme:** Aktivieren Sie den Schalter **Testpatient** direkt während der manuellen Patientenanlage im Ersatzverfahren.
- **Bei bestehenden Patienten:** Öffnen Sie den gewünschten Patienten, klicken Sie im Patientenheader auf das Funktionsmenü **Bearbeiten** und aktivieren Sie dort den Schalter **Testpatient**.

Geschlecht

☐ Männlich ☒ Weiblich ☐ Unbekannt ☐ Unbestimmt ☐ Divers

Vorname * Nachname * Geburtsdatum *

☒ Testpatient 

Adressdaten

Kontaktdaten

Testpatienten werden in der Abrechnung und Statistik nicht berücksichtigt.

Wichtige Hinweise:

- **Nicht umkehrbar:** Der Status „Testpatient“ kann nach dem Speichern **nicht mehr rückgängig gemacht** werden! Ein Testpatient kann später nicht in einen echten Patienten umgewandelt werden
- **Abrechnung & Statistik:** Alle medizinischen und administrativen Daten dieses Patienten (Scheine, Diagnosen, Leistungen) werden automatisch aus sämtlichen Abrechnungen, Statistiken und KV-Exporten ausgeschlossen



Endgültige Änderung

Der Status "Testpatient" kann später nicht mehr geändert werden.

Testpatienten werden in der Abrechnung und Statistik nicht berücksichtigt.

ABBRECHEN

ÄNDERN

Nach dem Speichern der Einstellung wird der Patient im System dauerhaft als Testpatient markiert und visuell gekennzeichnet, sodass Verwechslungen im Praxisalltag ausgeschlossen sind.

Start

Landberger, Monika X



Monika Landberger

Testpatient



• ID 2103 • 05.05.1980 (36) • Techniker Krankenkasse

08.05.2021

Testpatienten werden in der Abrechnung und Statistik nicht berücksichtigt.



Übersicht

Akte

Diagnosen

Scheine

Psychotherapie

Formulare

Termine